

medi

medi Katalog produktów

Limfologia

Profesjonalne wyroby kompresyjne
szyte na miarę i produkowane seryjnie
oraz innowacyjny system circaid



Siedziba główna
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T + 49 921 912-0
F + 49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

Nowy adres od kwietnia 2019
medi Polska Sp. z o.o.
ul. Łąbeńska 22
44-100 Gliwice
Polska
T: +48 32 230 60 21
F: +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl



9891/12.2018

medi Katalog produktów Limfologia

medi. I feel better.



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61 2 9890 8696
F +61 2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T +43-512 57 95 15
F +43-512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at

medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13/1
3582 Koersel
Belgium
T: + 32-11 24 25 60
F: +32-11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be

medi Brasil
Rua Cristovan de Vita, n.º 260, Un. 30,
Centro Logístico Raposo Tavares,
Vila Camargo
Vargem Grande Paulista - SP
CEP 06730-000
Brasil
T: +55-11-3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com

MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T: +420 571 633 510
F: +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com

medi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
T +45 70 25 56 10
F +45 70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medit danmark.dk

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1371 0090
F +36 1371 0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Italia s.r.l.
Via Giuseppe Ghedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T: +39-051 6 13 24 84
F: +39-051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
T: +47 52 84 45 00
F: +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z o.o.
ul. Łabędzka 22
44-100 Gliwice
Poland
T +48-32 230 60 21
F +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal Lda.
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Rm 1806, Building 1 Sandhill Plaza
No. 2290 Zuchongzhi Road
Pudong New District
200131 Shanghai
People's Republic of China
T: +86-21 61761988
F: +86-21 61769607
infocn@medi.cn


medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

Medi Turk Ortopedi Medikal İc ve Dis Tic. AS
Kültür mah. çaldıran sok.14/3
06420 Çankaya/Ankara
Turkey
T +90 312 435 20 26
F +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center „Flora Park“
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com



medi przyszłością kompresjoterapii

**Silna marka. Szeroki asortyment
produktów. Przekonujące rozwiązania.**

medi World of Compression: drogowskaz do przyszłości z ponad 65 lat doświadczenia w dziedzinie leczenia kompresją. Wyroby medi spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości, innowacyjności i wzornictwa. Przyczynić się do kształtowania wspólnej przyszłości, zapewniaj pozytywne doznania – z myślą o Tobie i Twoich pacjentach.

Przekonujące koncepty terapeutyczne

**Nowe możliwości w leczeniu obrzęku
limfatycznego dzięki połączeniu fazy
przeciwzastoinowej, optymalizacji z fazą
podtrzymującą przy wykorzystaniu
innowacyjnych produktów.**

Zostań specjalistą ds. leczenia obrzęku limfatycznego i pozyskaj nowych, zadowolonych klientów, którym będziesz towarzyszyć przez cały okres terapii.



medi world of compression

medi dogłębnie zajmuje się tematem terapii uciskowej. Dlatego możesz zaufać produktom medi. Są one produkowane z zachowaniem maksymalnej zgodności z przepisami, aby zagwarantować możliwie najlepsze wyniki leczenia.


Aby wprowadzić Państwa w świat produktów uciskowych medi, stworzyliśmy katalogi poświęcone odpowiednim dolegliwościom. Poniżej znajdują Państwo krótką prezentację naszych różnych katalogów:



Flebologia – Profilaktyka i Terapia przeciwzakrzepowa

Terapia kompresyjna jest idealną terapią dla pacjentów z zaburzeniami układu żylnego, leczonych ambulatoryjnie oraz w specjalistycznych ośrodkach. W celu uzyskania najlepszych efektów przy stosowaniu terapii kompresyjnej, należy ją dostosować do indywidualnych wskazań i potrzeb pacjenta. Dowiedz się więcej o wyrobach medycznych mediven, które zostały stworzone z myślą o kompleksowym zaopatrzeniu pacjentów.

Art. no.: 98I90



Limfologia

Plaskodżiżane pończochy uciskowe stosuje się w przypadku obrzęku lipidowego i limfatycznego. Pomagają one utrzymać obrzęk na stałym poziomie. Stosuje się je także w celu dalszej poprawy efektów. medi oferuje funkcjonalne produkty mediven i circaid w różnych wariantach, dostosowane do konkretnych objawów i potrzeb pacjenta.

Art. no.: 98I91



medi Leczenie ran

Efektywny łańcuch terapeutyczny leczenia żylnych owrzodzeń podudzia - to koncepcja kombinacji produktów dla skutecznego leczenia ran poprzez kompleksowe zaopatrzenie pacjenta od ostrej fazy leczenia rany po fazę nawrotu.

Art. no.: 97P06



medi

medi produkuje wyroby medyczne wykorzystywane w różnych warunkach i życiowych sytuacjach. medi nie postrzega siebie tylko jako wytwórcę. Wręcz przeciwnie, medi prowadzi własne badania, inwestuje w rozwój i nowoczesne technologie, produkcję i marketing. medi koncentruje się na potrzebach klientów i swoich wizjach rozwoju produktów medi.



O Nas

medi to: Komunikacja. Współpraca. Wymiana doświadczeń.

Zapytania dotyczące produktów i zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta:

E: info@medi-polska.pl

T: 32 230 60 21

T: 32 750 60 36

T: 32 721 20 59

T/F: 32 202 87 56

Województwo: Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie

T: 501 022 381

Województwo: Wielkopolskie, Lubuskie, Zachodnio-Pomorskie

T: 513 010 700

Województwo: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

T: 501 213 792

Województwo: Mazowieckie (bez Warszawy), Podlaskie, Łódzkie

T: 501 022 899

Miasto Warszawa:

T: 506 123 903

Województwo: Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie, Małopolskie

T: 667 123 871


Administracja i finanse:

T: 32 230 94 15

Znajdź nas na :




www.medi-polska.pl



7

medi – świat kompresji

- 10 Więcej niż wytwórca
- 11 Certyfikaty jakości
- 12 Koncepcja leczenia
- 14 Wskazania -przegląd produktów



17

mediven® medyczne produkty uciskowe

Kończyna dolna

- 22 Przegląd produktów

Kończyna dolna - wyroby płaskodziałane

- 23 mediven 550 leg -
kończyna dolna
i półskarpetka
- 30 mediven mondi -
kończyna dolna
i półskarpetka
- 34 mediven sensoo -
kończyna dolna

Rękawy uciskowe

- 38 Przegląd produktów

Kończyna górna - wyroby płaskodziałane

- 40 mediven 550 arm -
kończyna górna
- 44 mediven esprit -
kończyna górna

Kończyna górna - okrągłodziałane

- 48 mediven harmony
– kończyna górna

Suspensorium


- 54 Whitaker Pouch



56

Akcesoria i kosmetyki

- 58 Urządzenia do zakładania
i ściągania produktów
- 62 Pielęgnacja skóry
- 66 Pielęgnacja tkaniny



68

circaid® kompresja adaptacyjna

- 70 Cechy produktów
- 72 circaid juxtafit premium
odzież na kończynę dolną
- 76 circaid juxtafit essentials
odzież na kończynę dolną
- 80 circaid warianty na stopę
- 84 circaid juxtafit essentials
kończyna górna
- 88 circaid juxtafit essentials
warianty na rękę
- 90 circaid akcesoria
- 94 circaid graduate
- 96 Co wchodzi w skład
zestawu ?



98

Punkty pomiarowe i recepty

Więcej niż wytwórca


medi to czołowy wytwórca wyrobów medycznych znanych na całym świecie. Jako firma nie postrzegamy się tylko jako wytwórca. Jesteśmy również jednostką prowadzącą swoje własne badania naukowe, poszukującą nowych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych oraz marketingowych. medi to firma która koncentruje się na klientach, dostosowując swoje produkty do ich potrzeb.

Nasze wyroby możemy podzielić na kilka kategorii: Flebologia, Ortopedia i Szpital. W każdy z naszych wyrobów można zaopatrzyć się w specjalistycznych sklepach medycznych, szpitalach, klinikach, w prywatnych praktykach lekarskich oraz u rehabilitantów.

Zaletą Naszych wyrobów jest ich unikalność: nie wywołują żadnych skutków ubocznych.

W Naszej szerokiej gamie produktów mogą Państwo znaleźć: medyczne pończochy uciskowe dla pacjentów z problemami żylnymi, limfatycznymi oraz żylnymi-limfatycznymi; ortezy i stabilizatory stosowane w leczeniu pooperacyjnym stawów; pończochy stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej; pończochy przeciwzakrzepowe pooperacyjne oraz wiele innych produktów.

Klienci i partnerzy firmy medi znajdują się w centrum zainteresowania naszej codziennej pracy. Chcemy, aby byli oni przekonani do firmy medi oraz z niej zadowoleni.



Certyfikaty jakości

medi jest producentem wyrobów medycznych o najwyższej jakości. Pełna certyfikacja Naszych produktów i systemu produkcyjnego dowodzi o spełnieniu przez Nas wszystkich wymogów prawnych.

Znak CE

Nasze wyroby medyczne spełniają wszystkie wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG. Zgodnie z przepisami, produkty medi są poddawane procedurze oceny zgodności i posiadają znak CE. Znak CE gwarantuje wolny handel produktami medi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Znak jakości

Nasze medyczne pończochy uciskowe są regularnie kontrolowane przez Instytut Badawczy Hohenstein, zarówno pod względem jakości jak i zgodności z normą RAL-GZ 387.

Na każdym opakowaniu można znaleźć etykietę jakości potwierdzającą, że produkty odpowiadają najwyższym standardom jakościowym.

ÖKO-Tex Standard 100




Wszystkie pończochy i rajstopy uciskowe (niezależnie, czy ze szwem okrągłym czy płaskim) oraz pończochy do profilaktyki przeciwzakrzepowej są regularnie sprawdzane i oceniane według rygorystycznych kryteriów przez niezależne jednostki kontrolne, np. Instytut Hohenstein, pod kątem zawartości substancji szkodliwych, niebezpiecznych dla człowieka i środowiska.

DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485


Medi posiada system zarządzania jakością zgodny z DIN EN ISO 9001:2000 / DIN EN ISO 13485. Od 1996 roku medi posiada certyfikat ISO 9000. medi nieustannie wykorzystuje możliwości oferowane przez te standardy do stałego ulepszenia swoich produktów poprzez stosowanie bezpieczniejszych i bardziej wydajnych procesów. Ostateczną miarą jakości produktów medi jest pełna satysfakcja klienta.

Hohenstein testing device – HOSY

Stacja diagnostyczna wyprodukowana przez Hohenstein Research Institute „HOSY”. Prawidłowe ciśnienie oraz jego prawidłowy rozkład wzdłuż kończyny są najważniejszymi parametrami decydującymi o leczniczym działaniu pończoch medycznych.



Wskazania - przegląd produktów – Kończyna dolna

				medyczne produkty uciskowe			produkty uciskowe z regulacją kompresji		
Wskazania	Diagnoza	Objawy podstawowe		mediven 550 kończyna dolna	mediven mondi *	mediven sensoo*	circaid juxtafit premium	circaid juxtafit essentials	circaid graduate Kończyna dolna
				Tkanka łączna • miękka • normalna • twarda	Tkanka łączna • normalna • twarda	Tkanka łączna • normalna	Tkanka łączna • miękka • normalna • twarda	Tkanka łączna • miękka • normalna • twarda	Tkanka łączna • miękka • normalna • twarda
	Stopień 1	Samoistnie odwracalny, miękki i ciastowaty obrzęk, po naciśnięciu palcem obrzęk ustępuje, brak zmian skórnych	AD AG AT	●	●	●	mmHg **	mmHg **	mmHg **
	Stopień 2	Nieodwracalny, początki zwłóknień, po naciśnięciu palcem obrzęk nie ustępuje, częściowe zmiany skórne	AD AG AT	●	●		mmHg **	mmHg **	mmHg **
	Stopień 3	Postać zaawansowana, zwłóknienia, typowe przewlekłe zmiany skórne	AD AG AT	●			mmHg **	mmHg **	mmHg **
	Stopień 1	"Skórka pomarańczowa", gładka powierzchnia w niektórych obszarach, miejscami małe guzki	AT	●	●	●			
	Stopień 2	Skóra materacowa – liczne guzki i zagłębienia są bardzo dobrze widoczne	AT	●	●				
	Stopień 3	Deformacja kończyn w wyniku nadmiernego rozrostu tkanki tłuszczowej	AT	●					

Uwaga

Proszę wziąć pod uwagę indywidualny charakter pacjenta cechy charakterystyczne linii podstawowej, w tym współistniejące choroby, tkanki łącznej, dotkliwość obrzęku limfatycznego.


Objaśnienie

* mediven mondi i mediven sensoo należy stosować w przypadku obrzęków stopnia od 1 do 2.

Produkty nie są wykonane z dzianiny na tyle stabilnej aby modelować tkankę u pacjentów z bardzo luźną tkanką łączną. W takich przypadkach produkt wżyna się w skórę.

** Należy stosować zgodnie z zaleceniami

Wskazania - przegląd produktów – Kończyna górna

					medyczne produkty uciskowe			produkty uciskowe z regulacją kompresji	
Wskazania	Diagnoza	Objawy podstawowe			mediven 550 kończyna górna	mediven esprit *	mediven harmony*	circaid juxtafit essentials	circaid graduate Kończyna górna
					Tkanka łączna • miękka • normalna • twarda	Tkanka łączna • normalna • twarda	Tkanka łączna • twarda	Tkanka łączna • miękka • normalna • twarda	Tkanka łączna • miękka • normalna • twarda
	Stopień 1	Samoistnie odwracalny, miękki i ciastowaty obrzęk, po naciśnięciu palcem obrzęk ustępuje , brak zmian skórnych	AG	CG	●	●	●	mmHg**	mmHg**
	Stopień 2	Nieodwracalny, początki zwłóknień, po naciśnięciu palcem obrzęk nie ustępuje, częściowe zmiany skórne	AG	CG	●	●		mmHg**	mmHg**
	Stopień 3	Postać zaawansowana, zwłóknienia, typowe przewlekłe zmiany skórne	AG	CG	●			mmHg**	mmHg**
	Stopień 1	"Skórka pomarańczowa", gładka powierzchnia w niektórych obszarach, miejscami małe guzki	AG	CG	●	●			
	Stopień 2	Skóra materacowa – liczne guzki i zagłębienia są bardzo dobrze widoczne	AG	CG	●	●			
	Stopień 3	Deformacja kończyn w wyniku nadmiernego rozrostu tkanki tłuszczowej	AG	CG	●				

Klasyfikacja klas ucisku

CCL 1	Kompresja w mmHg 18.0 – 21.0 Kompresja w kPa 2.40 – 2.80
CCL 2	Kompresja w mmHg 23.0 – 32.0 Kompresja w kPa 3.10 – 4.30
CCL 3	Kompresja w mmHg 34.0 – 46.0 Kompresja w kPa 4.50 – 6.10
CCL 4	Kompresja w mmHg powyżej 49.0 Kompresja w kPa powyżej 6.50

Uwaga


Proszę wziąć pod uwagę indywidualny charakter pacjenta cechy charakterystyczne linii podstawowej, w tym współistniejące choroby, tkanki łącznej, dotkliwość obrzęku limfatycznego.

Objaśnienie

* mediven esprit i mediven harmony należy stosować w przypadku obrzęków stopnia od 1 do 2.

Produkt nie jest wykonany z dzianiny na tyle stabilnej aby modelować tkankę u pacjentów z bardzo luźną tkanką łączną. W takich przypadkach produkt wżyna się w skórę.

** Należy stosować zgodnie z zaleceniami.





mediven[®] medyczne pończochy uciskowe

Po prostu czuję się dobrze.

Kojąca ulga w leczeniu obrzęku tłuszczowego i limfatycznego. Dzięki medi można mieć pewność co do długotrwałej jakości materiałów i optymalnego wykończenia. Modne elementy (np. kolory i wzory) oraz wyrafinowane szczegóły (np. wykończenia na piętach lub palcach) są wisienką na naszym torcie i idealnie łączą terapię z życiem codziennym. Firma medi oferuje różnego rodzaju odzież kompresyjną w zależności od stadium obrzęku, która zmniejsza obrzęk lub utrzymuje go na stałym poziomie. Popraw jakość życia za pomocą odzieży marki mediven – a my zapewnimy jak najwyższy komfort leczenia.



mediven® właściwości

Skuteczne właściwości produktu mówią same za siebie.



Clima Comfort

Clima Comfort dla lepszej wymiany powietrza

- Dobre samopoczucie przez cały rok
- Wysoki stopień wymiany powietrza
- Zapobiega swędzeniu



Clima Fresh

Clima Fresh dla zapewnienia świeżości całej nogi

- Antybakteryjny spłot
- Przeciwdziała powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
- Działanie antybakteryjne dzięki zastosowaniu specjalnej techniki przędzenia



Perfect Fit

Idealne dopasowanie

- Bardzo dokładne dozowanie ucisku
- Optymalne warunki opieki medycznej



Variety

Rozmiary wykonywane na zamówienie według indywidualnych potrzeb

- Wskazania poważne
- Nietypowe kształty nóg
- Zastosowanie różnorodnych rozwiązań



Anatomic Fit

Anatomiczne i ukośnie wyprofilowane zakończenia produktu w standardzie (dystalne i proksymalne)

- Niezakłócony drenaż limfatyczny bez żadnych ograniczeń
- Optymalne dopasowanie i utrzymanie produktu na kończynie

Mocna przędza dla utrzymania prawidłowego ucisku

- Mocny ucisk na większej powierzchni
- Bardziej stabilna i mniej rozciągliwa dla uzyskania efektu w leczeniu obrzęku
- Optymalna stabilizacja ucisku przez cały dzień

Płaski szew z taśmą

- Odporny na przetarcia i zużycie
- Dla lepszej swobody ruchu

Łatwy w pielęgnacji

- Odpowiedni do prania w programach dla tkanin delikatnych i do suszenia w suszarkach



Bardzo dobra tolerancja skóry i przydatność do codziennego noszenia.

- Bez zawartości bawełny i gumy



*Clima Comfort

Comfort, naukowo badany przez Francuski Instytut IFTH. Wyniki testu pokazują, że technologia medi Clima Comfort gwarantuje wymianę powietrza między skórą a pończochą. medi osiągnęło znakomitą łączną punktację 11 punktów na 12 możliwych.



Limfologia

Szeroka gama wysokiej jakości produktów mediven z płaskim szwem daje Pacjentom wiele możliwości i korzyści.

Produkty mediven są dostępne w różnych modelach, wariantach oraz w atrakcyjnych kolorach i wzorach. Pacjentki z obrzękami limfatycznymi otrzymują optymalną opiekę, a jednocześnie mogą dopasować pończochy do ubioru.

Oprócz pończoch medi oferuje także półskarpetki na palce kończyny dolnej w różnych modelach i kolorach. Perfekcyjna opieka – medi dba o pacjenta aż po czubki palców.

Zyskaj dzięki poniższym korzyściom:

- Lojalność klienta poprzez oferowanie indywidualnego wyboru produktów oraz dużej liczby wariantów. Każdemu klientowi możesz zaoferować produkt odpowiedni do jego wskazań.
- Zdobądź nowych klientów dzięki kompetentnym poradom. Możesz z pełnym przekonaniem, indywidualnie i prawidłowo doradzać swoim klientom produkty mediven z płaskim szwem.
- Satysfakcję klienta i lepsze przestrzeganie zaleceń dzięki wysokiej jakości wykończeniom oraz indywidualnej opiece nad pacjentem.
- Łatwość obsługi i podstawowa wiedza o produkcie zagwarantują pewność w kontaktach z klientami.

Rodzaj produktu	Stopień obrzęku	Technika tkania	M= Na miarę (Made-To-Measure)	Strona
mediven 550 kończyna dolna	1, 2, 3	płaskodziane	M	23
mediven mondi	1, 2	płaskodziane	M	30
mediven sensoo	1	płaskodziane	M	35



mediven® 550 kończyna dolna

Największa stabilność ucisku i nieograniczona różnorodność – zastosowanie w obrzęku limfatycznym aż do stopnia III.

Wskazania

- Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stopnia I, II i III
- Obrzęk tłuszczowy stopnia I, II i III
- Ostre wskazania flebologiczne z tendencją do powstawania obrzęku
- Leczenie bliznowców np. po oparzeniach
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
- Formy mieszane : obrzęk żylny-limfatyczny, tłuszczowo-limfatyczny

Stan tkanki łącznej

- Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki łącznej od miękkiej do twardej

Cechy produktu

- Stały ucisk zapewniający skuteczność działania
- Ponad 5600 kombinacji produktu z dodatkami min. miękkie palce
- Liczne modele takie jak rajstopy na 1 nogę czy wieloczęściowe ubrania
- Wyrób dostępny w postaci półskarpetki
- Szeroka gama kolorystyczna : 4 kolory standardowe, 9 kolorów sezonowych, 3 elementy wzornicze i 4 ozdobne elementy Fashion.
- Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi kryształkami* Swarovskiego®

Elementy wzornicze



Gwiazdki



Jodełka



Piramidy

Unikalne wzory można dowolnie komponować z kolorami standardowymi i kolorami sezonowymi.



Dostępny z błyszczącymi kryształkami* Swarovskiego®

Elementy Fashion



Animal



Jagodowy




Ornaments



Jasno różowy




Crosses



Szary



Flower



Liliowy

4 wzory, 4 kolory i 16 możliwości !
Animal, Ornaments, Crosses i Flower za dodatkową opłatą.



*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG

Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3, 4

Zalety produktu



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Anatomic Fit





Kolory

Wyłącznie szyte na miarę




Kolory standardowe




Kolory sezonowe


Czas dostawy do 14 dni roboczych



Kombinacja podkolanówki, rajstopy capri i spodni cyklisty



Kombinacja podkolanówki i części CT na kończynę



Rajstopy na jedną nogę

mediven® 550 kończyna dolna MTM - na miarę

Wyłącznie szyte na miarę	AD	AF	AG	AT /	ATH /	ATU
			 optional with belt			
Wyłącznie szyte na miarę	ATE / ATEH	BT / BTH	B1T / B1TH CT / CTH	ET / ETH FT / FTH	AB	
	 lewa prawa					
Wyłącznie szyte na miarę	AB1	BD	BF	BG	CF	
						
Wyłącznie szyte na miarę	CG	DF	DG	EG		
						

Popularne warianty

Zakończenie	Płaskie ukośne dla wszystkich wariantów
Style	Płaskie ukośne dla pończoch i perforowanej opaski samonośnej we wszystkich wariantach rajstop
Klin	Męski klin: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nieuciskowa przednia część majtkowa: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Stopa	Ukośne, otwarta stopa

Skład materiału

	Elastan (EL)	Polyamid (PA)
CCL 1	23 %	77 %
CCL 2	25 %	75 %
CCL 3	28 %	72 %
CCL 4	32 %	68 %





mediven® 550 toe cap - półskarpetka

**Maksymalna stabilność ucisku
i nieograniczona różnorodność – dla obrzęku do
stopnia III.**

Wskazania

- Obrzęk limfatyczny przodostopia i palców
- Obrzęk limfatyczny na grzbiecie stopy

Cechy produktu

- Półskarpetka z funkcją Clima Fresh: zapobiega nieprzyjemnym zapachom i gromadzeniu się bakterii
- Szwy przeniesione na górne i dolne powierzchnie palców w kierunku drenażu limfatycznego (bez szwów między palcami)
- Szwy boczne nadają stabilność każdemu palcowi dla skutecznego działania
- Każdy pojedynczy palec anatomicznie wykonany na miarę w celu optymalnego dopasowania
- Opcjonalna integracja podkładek limfatycznych medi w celu uzyskania dodatkowego ucisku w przypadku obrzęku limfatycznego na grzbiecie stopy

Dostępne wersje

- Z zamkniętymi palcami (z małym palcem lub bez)
- Z otwartymi palcami (z małym palcem lub bez)



Półskarpetka bez szwu



Oddzielna półskarpetka

Półskarpetka bez szwu

- Brak konieczności ustalania punktu nachodzenia się materiałów : półskarpetki i podkolanówki/pończocha
- Ułożenie szwów w kierunku drenażu limfatycznego
- Wygonde w noszeniu - bez szwów okrągłych
- Antypoślizgowe wykończenie
- Dostępny w wersji AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
- możliwość zastosowania różnych klas kompresji na półskarpetce i wyrobu na pozostałej części kończyny dolnej

Oddzielna półskarpetka

- Większa stabilizacja siły ucisku dzięki oddzieleniu półskarpetki od reszty odzieży uciskowej
- Dla zaawansowanych form obrzęku w obszarze grzbietu stopy
- szew na spodzie stopy (szew boczny dostępny na specjalne zamówienie)


Dostępne wersje



Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3

Zalety produktu



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Anatomic Fit



Kolory

Wyłącznie szyte na miarę

Piaskowy

Kaszmir

Karmelowy

Czarny

Granatowy

Antracyt

Kolory standardowe

Aqua

medi Magenta

Zieleń mchu

Czerwień wiśniowa

Miętowy - zielony

Koral

Niebieski-Jeans


Kolory sezonowe

Czas dostawy do 14 dni
roboczych

Elementy Fashion



Animal



Jagodowy



Ornaments



Szary




Crosses



Jasno różowy



Flower



Liliowy

4 wzory, 4 kolory i 16 możliwości !

Animal, Ornaments, Crosses i Flower za dodatkową opłatą

Elementy wzornicze



Gwiazdki



Jodełka



Piramidy

Wzornicze elementy: Gwiazdki, Jodełka i Piramidy można łączyć z kolorami standardowymi i sezonowymi bez dodatkowej opłaty

Dostępne również w specjalnej edycji z wzorami i kolorami Fashion





mediven mondi® – kończyna dolna

Wygody i skuteczny – obrzęk do stopnia II.

Wskazania

- Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stopnia I i II
- Obrzęk tłuszczowy stopnia I i II
- Ostre wskazania flebologiczne z tendencją do powstawania obrzęku
- Leczenie bliznowców np. po oparzeniach
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy

Stan tkanki łącznej

- Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki łącznej od do twardej normalnej

Cechy produktu

- Dostępny ze srebrną nitką w części :
 - Y-C, Y-D, Y-G, A-C, A-D, A-G
 - Efekt antybakteryjny dla pacjentów z np. ranami przewlekłymi, atopowym zapaleniem skóry
- Elastyczny i giętki splot
- Różnorodne dodatki takie jak wzmocnienia w formie Y
- Wyrób dostępny w postaci półskarpetki
- Szeroka gama kolorystyczna : 4 kolory standardowe i 9 kolorów sezonowych.
- Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi kryształkami* Swarovskiego®



Dostępny z błyszczącymi kryształkami* Swarovskiego®



*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG

Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3

Zalety produktu



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Anatomic Fit



Kolory

Wyłącznie szyte na miarę

Piaskowy

Kaszmir

Karmelowy

Czarny

Granatowy

Antracyt

Kolory standardowe

Aqua

medi Magenta

Zieleń mchu

Czerwień wiśniowa


Miętowy - zielony

Koral


Niebieski-Jeans

Kolory sezonowe


Czas dostawy do 14 dni roboczych



Podkolanówki
z otwartymi palcami



Pończochy z otwartymi
palcami



Rajstopy ciężowe (ATU)

mediven mondi® kończyna dolna MTM - na miarę

Wyłącznie szyte na miarę	AD	AF	AG	AT / ATH / ATU		
Wyłącznie szyte na miarę	ATE / ATEH	BT / BTH	B1T / B1TH CT / CTH	ET / ETH FT / FTH	AB	
Wyłącznie szyte na miarę	AB1	BD	BF	BG	CF	
Wyłącznie szyte na miarę	CG	DF	DG	EG		

Popularne warianty

Zakończenie	Płaskie ukośne we wszystkich wariantach pończoch
Style	Płaskie ukośne dla pończoch i perforowanej opaski samonośnej we wszystkich wariantach rajstop
Klin	Męski klin : ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nieuciskowa przednia część majtkowa: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Stopa	Ukośne, otwarta stopa

Skład materiału

	Elastan (EL)	Poliamid (PA)
CCL 1	22 %	78 %
CCL 2	24 %	76 %
CCL 3	28 %	72 %





mediven mondi® toe cap - półskarpetka

Wygodne i skuteczne – dla obrzęku do stopnia II.

Wskazania

- Obrzęk limfatyczny przodostopia i palców
- Obrzęk limfatyczny na grzbiecie stopy

Cechy produktu

- Półskarpetka z funkcją Clima Fresh: zapobiega nieprzyjemnym zapachom i gromadzeniu się bakterii
- Szwyc przeniesione na górne i dolne powierzchnie palców w kierunku drenażu limfatycznego (bez szwów między palcami)
- Szwyc boczne nadają stabilność każdemu z palców dla skutecznego działania
- Każdy pojedynczy palec anatomicznie wykonany na miarę w celu optymalnego dopasowania

Dostępne wersje

- Z zamkniętymi palcami (z małym palcem lub bez)
- Z otwartymi palcami (z małym palcem lub bez)

Półskarpetka bez szwu

- Brak konieczności ustalania punktu nachodzenia się materiałów : półskarpetki i podkolanówki/pończocha
- Ułożenie szwów w kierunku drenażu limfatycznego
- Wygonde w noszeniu - bez szwów okrągłych
- Antypoślizgowe wykończenie
- Dostępny w wersji AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE / ATEH
- możliwość zastosowania różnych klas kompresji na półskarpetce i wyrobu na pozostałej części kończyny dolnej

Oddzielna półskarpetka

- Większa stabilizacja siły ucisku dzięki oddzieleniu półskarpetki od reszty odzieży uciskowej
- Dla zaawansowanych form obrzęku w obszarze grzbietu stopy
- Szew na spodzie stopy (szew boczny dostępny na specjalne zamówienie)



Półskarpetka bez szwu




Oddzielna półskarpetka

Klasa ucisku

CCL 1, 2

Zalety produktu



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Anatomic Fit



Kolory

Wyłącznie szyte na miarę

Piaskowy

Kaszmir

Karmelowy

Czarny

Granatowy

Antracyt

Kolory standardowe

Aqua

medi Magenta

Zieleń mchu

Czerwień wiśniowa

Miętowy - zielony

Koral

Niebieski-Jeans

Kolory sezonowe

Czas dostawy do 14 dni roboczych

Dostępne wersje

zamknięte
palece



zamknięte
palece bez
małego
palca



otwarte
palece



otwarte
palece bez
małego palca





mediven sensoo® - kończyna dolna

Elastyczne i miękkie – dla obrzęku do stopnia I.

Wskazania

- Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny w stopniu I
- Obrzęk tłuszczowy w stopniu I
- Obrzęki pooperacyjne i pourazowe, łagodne stadia
- Leczenie bliznowca, np. po oparzeniach

Cechy produktu

- Indywidualnie wykonana na miarę odzież ze szwem dla optymalnego dopasowania
- Miękką dzianiną
- Materiał łatwy do zakładania
- Miękką i gładką powierzchnię

Stan tkanki łącznej

* Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki normalnej

Dostępne wersje

- Dostępne w postaci podkolanówek, rajstop lub męskiego trykotu
- Liczne dodatki na życzenie: oznaczenia wskazujące na prawidłowe umiejscowienie produktu na podbiciu, kolanie i udzie
- Pięć rodzajów ściągaczy silikonowych dla indywidualnego dopasowania produktu
- Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi kryształkami* Swarovskiego®

Klasa ucisku

CCL 2

Zalety produktu



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Anatomic Fit



Kolory

Wyłącznie szyte na miarę

Czarny

Karmelowy

Piaskowy




Dostępny z błyszczącymi kryształkami* Swarovskiego®




*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG



Podkolanówki z otwartymi palcami




Pończochy z otwartymi palcami



Kalesony męskie

mediven sensoo® - kończyna dolna MTM - na miarę

Dostępne wersje



Modele standardowe

Zakończenie	AD, AG płaskie ukośne
Style	AT, ATH płaskie ukośne
Klin	ATH z męskim klinem
Stopa	Ukośne, otwarte palce

Skład materiału

	Elastan (EL)	Poliamid (PA)
CCL 2	25 %	75 %



Rękawy serii mediven®

Tylko medi dysponuje taką różnorodnością.

Rękaw stabilizujący obrzęk, który dodatkowo pasuje do ubioru? Jest to możliwe – dzięki medi. Rękawy marki mediven imponują skutecznością medyczną i komfortem noszenia. Co więcej są one dostępne w wielu kolorach, bo życie jest zbyt piękne, aby godzić się na kompromisy. Nigdy dotąd nie było takiej różnorodności w leczeniu obrzęków.

Rodzaj rękawa	Stopień obrzęku	Technika tkania	S= standard M = na miarę	Strona
mediven 550 kończyna górna	1, 2, 3	płaskodziane	M	41
mediven esprit	1, 2	płaskodziane	S, M	45
mediven harmony	1	okrągłodziane	S	49



mediven® 550 kończyna górna

Największa stabilność ucisku i nieograniczona różnorodność – zastosowanie w obrzęku limfatycznym aż do stopnia III.

Wskazania

- Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stopnia I, II i III
- Obrzęk tłuszczowy stopnia I, II i III
- Leczenie bliznowców np. po oparzeniach
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy

Stan tkanki łącznej

- Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki łącznej od miękkiej do twardej

Cechy produktu

- Stały ucisk zapewniający skuteczność działania
- Ponad 2100 kombinacji produktu z wieloma dodatkami
- Liczne modele takie jak mankiety czy wieloczęściowe ubrania
- Szeroka gama kolorystyczna : 4 kolory standardowe, 9 kolorów sezonowych i 3 unikalne wzory
- Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi kryształkami* Swarovskiego®




Dostępny z
błyszczącymi
kryształkami*
Swarovskiego®




Elementy wzornicze

LIVE
LAUGH
LOVE

Live Laugh Love



Timeless



Sportive

**Unikalne wzory można dowolnie komponować z kolorami standardowymi i kolorami sezonowymi.
Bez dodatkowej opłaty**

*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG

Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3

Zalety produktu



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Anatomic Fit



Kolory

Wyłącznie szyte na miarę

Piaskowy

Kaszmir

Karmelowy

Czarny

Granatowy

Antracyt

Kolory standardowe

Aqua

medi Magenta

Zieleń mchu

Czerwień wiśniowa

Miętowy - zielony


Koral

Niebieski-Jeans

Kolory sezonowe

Czas dostawy do 14 dni
roboczych


mediven® 550 arm - kończyna górna
MTM - na miarę




Rękawiczka - szew na zewnątrz



Rękaw niesamonośny (bez silikonu) z nakładką na ramię i paskiem



Rękaw samonośny od nadgarstka od pachy CG





Ze ściągaczem silikonowym w punkcie G i rękawiczką z zakrytymi placami i zabudowanym kciukiem




Rękawiczka z poduszczkami masującymi Lymphpads

Dostępne wersje



Część na dłoń AC1



Popularne warianty

Zakończenie proksymalne	Ukośne łagodne we wszystkich wariantach bez AC1. Dla AC1 porowaty, zakończenie proste.
Zakończenie dystalne	Porowate zakończenie proste : CD,CE,CF,CG.
Palec	Bez palców z częściowo zabudowanym kciukiem, palce otwarte/zamknięte z częściowo zabudowanym kciukiem : AE,AF,AG,AC1,AD
Część na palec	Otwarte lub zamknięte

Skład materiału

	Elastan (EL)	Poliamid (PA)
CCL 1	12 %	88 %
CCL 2	16 %	84 %
CCL 3	26 %	74 %



mediven esprit® – kończyna górna

Przyjemny w noszeniu i skuteczny – obrzęk do stopnia II.

Wskazania

- Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stopnia I i II
- Obrzęk tłuszczowy stopnia I i II
- Leczenie bliznowców np. po oparzeniach
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy

Stan tkanki łącznej

- Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki łącznej od normalnej do twardej

Cechy produktu

- Elastyczny i giętki splot
- Różnorodne dodatki i modele
- Szeroka gama kolorystyczna : 4 kolory standardowe, 9 kolorów sezonowych i 3 unikalne wzory
- Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi kryształkami* Swarovskiego®




Dostępny z
błyszczącymi
kryształkami*
Swarovskiego®



Elementy wzornicze

LIVE
LAUGH
LOVE

Live Laugh Love



Timeless



Sportive

Unikalne wzory można dowolnie komponować z kolorami standardowymi i kolorami sezonowymi.

Bez dodatkowej opłaty, wyłącznie w wersji szytej na miarę

*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG

Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3

Zalety produktu



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Anatomic Fit



Kolory

S = Standard - wyłącznie karmel
M = Na miarę

Piaskowy

Kaszmir

Karmelowy

Czarny

Granatowy

Antracyt

Kolory standardowe

Aqua

medi Magenta

Zieleń mchu

Czerwień wiśniowa

Miętowy - zielony

Koral

Niebieski-Jeans

Kolory sezonowe

Czas dostawy do 14 dni
roboczych

mediven esprit® - kończyna górna MTM - na miarę

Dostępne wersje

AD	AE	AF	AG
Długa rękawiczka do punktu D	Długa rękawiczka do punktu E	Rękaw z dłońią do punktu F	Rękaw z dłońią do punktu G
CD	CE	CF	CG
Rękaw bez dłoni do punktu D	Rękaw bez dłoni do punktu E	Rękaw bez dłoni do punktu F	Rękaw bez dłoni do punktu G
DF	DG	EG	FG
Mankiet	Mankiet	Mankiet	Mankiet
Dodatki	Ściągacz	Pasek	Przypięcie do biustonosza
Jednoczęściowy (AG / AF) Rękaw z doszytą dłońią	AtC lub F		
Dwuczęściowy (CG + AC1) Rękaw z oddzielną dłońią			

Część na dłoń AC1

Nakładka na palec	Część na dłoń bez palców z otwartym kciukiem	Część na dłoń bez palców z częściowo zabudowanym kciukiem	Część na dłoń z krótkimi palcami z częściowo zabudowanym kciukiem
Część na dłoń z długimi palcami z częściowo zabudowanym kciukiem	Część na dłoń z zamkniętymi palcami		

Popularne warianty


Zakończenie proksymalne	Ukośne łagodne we wszystkich wariantach bez AC1. Dla AC1 porowate, zakończenie proste
Zakończenie dystalne	Porowate zakończenie proste : CD,CE,CF,CG.
Palce	Bez palców z częściowo zabudowanym kciukiem, palce otwarte/zamknięte z częściowo zabudowanym kciukiem: AE,AF,AG,AC1,AD

Skład materiału


	Elastan (EL)	Poliamid (PA)
CCL 1	12 %	88 %
CCL 2	16 %	84 %
CCL 3	26 %	74 %



Rękaw z rękawiczką do punktu G



Rękaw samonośny w punkcie G




Rękaw samonośny w punkcie G wraz z częścią na dłoń z długimi palcami i z częściowo zabudowanym kciukiem.

mediven esprit® rękawy standardowe

Dostępne wersje

Modele	CG / SN	CG / SN długi	AG / SN	AG / SN długi	AC ₁
	rękaw ze ściągaczem	długi rękaw ze ściągaczem	krótki rękaw samonośny z częścią na dłoń	długi rękaw samonośny z częścią na dłoń	rękawiczka z palcami
CCL1	J1H1701-5	J1G1701-5	J151701-5	J161701-5	J110711-5
CCL2	J2H1701-5	J2G1701-5	J251701-5	J261701-5	J210711-5



Standardy - rozmiary

Rozmiary	I	II	III	IV	V
cA	17.0 – 19.0	18.0 – 20.0	19.0 – 22.0	21.0 – 24.0	23.0 – 27.0
cC	15.0 – 17.0	17.0 – 19.0	19.0 – 21.0	21.0 – 23.0	23.0 – 25.0
cE	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 32.0	31.0 – 34.0	33.0 – 37.0
cG	28.0 – 32.0	30.0 – 34.0	32.0 – 37.0	35.0 – 40.0	38.0 – 44.0
Długość CG: normalna 40 – 44 cm, długa 44 – 48 cm					
Kolor: karmel					

Obwody dla rękawiczki (cm)

Rozmiary	I	II	III	IV	V
a	17.0 – 19.0	18.0 – 20.0	19.0 – 22.0	21.0 – 24.0	23.0 – 27.0
b	18.0 – 20.0	19.0 – 21.0	20.0 – 23.0	22.0 – 25.0	24.0 – 28.0
c	15.0 – 17.0	17.0 – 19.0	19.0 – 21.0	21.0 – 23.0	23.0 – 25.0
c ₁	16.0 – 19.0	18.0 – 21.0	20.0 – 23.0	22.0 – 25.0	24.0 – 27.0

Obwód/ Palce (cm)



Wariant AC1		I	II	III	IV	V
Kciuk	czubek	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
	nasada	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
Palec wskazujący	czubek	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
	nasada	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
Palec środkowy	czubek	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
	nasada	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
Palec serdeczny	czubek	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
	nasada	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
Mały palec	czubek	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
	nasada	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5

Długości dla rękawiczki (cm) we wszystkich rozmiarach

AB	3.5 – 4.5
AC	10.0 – 12.0
AC ₁	15.0 – 16.0

Długość/ Palce (cm)

Kciuk	3.5 – 4.5
Palec wskazujący	4.5 – 5.5
Palec środkowy	5.5 – 6.5
Palec serdeczny	4.5 – 5.5
Mały palec	3.5 – 4.5





mediven harmony® – kończyna górna

Wygodny i skuteczny okrągłodziały rękaw
uciskowy.

Cechy produktu

- Podwójna elipsa w łokciu i w zgięciu zapewnia swobodę ruchów. Rękawy są przeznaczone do stosowania przy drenażu limfatycznym oraz przy redukcji fałdów, co pozwala zapobiec uczuciu bólu
- Miękkie w dotyku materiały
- Niezrównany komfort: innowacyjna struktura tkaniny stymuluje tkanki i daje efekt przyjemnego masażu
- Anatomiczny kształt rękawa zapewnia łatwe i prawidłowe zakładanie oraz zdejmowanie
- Część na dłoń rękawa z dłonią, posiada dwa płaskie szwy i klin na końcówce kciuka. Taka kombinacja pozwala na redukcję ucisku i zwiększa komfort noszenia produktu
- Ściągacz silikonowy jest doszyty do rękawa z użyciem płaskiego szwu, dzięki czemu stabilnie utrzymuje go na kończynie a jego struktura umożliwia przepływ powietrza.
- Idealne dopasowanie
- Technologia Clima Comfort zapewnia skórze komfort przez cały rok
- Wyrób dostępny w 2 stopniach kompresji, 2 kolorach i 2 rodzajach części na dłoń
- Jakość premium w standardzie ze znakiem RAL
- Bez lateksu
- Możliwość prania w pralce z użyciem programu dla tkanin delikatnych w temperaturze 40°C i suszenia na zimno w suszarce bębnowej

Stopień ucisku

CCL 1, 2

Korzyści produktu



Perfect Fit



Clima Comfort



Variety



Double ellipses



Kolory

Produkt jest dostępny
w poniższych kolorach.
S = Standard

Karmelowy

Piaskowy

mediven harmony[®]

Okrągłodziały, wygodny i skuteczny

Wskazania*

- Zakrzepica żył barkowych i ramiennych
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
- Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny ramienia I stopnia
- Część na dłoń (rękawiczka): zapobieganie nagromadzeniu się płynu limfatycznego w okolicy dłoni podczas stosowania medycznego rękawa uciskowego

Uwaga: Rękaw nieodpowiedni w przypadku wyraźnych obrzęków

* Powyższe wskazania należy traktować jako zalecenia. Model dzianiny i wymagany stopień ucisku, tj. klasa ucisku, zależą od diagnozy, miejsca stosowania leczenia, wyników klinicznych oraz skłonności pacjenta do obrzęków. Należy również rozważyć indywidualne wymagania i sytuację pacjenta (choroby współistniejące, sprawność ruchową, BMI, stan skóry i tkanek itp.).



Standardowy ściągacz samonośny z guzkami silikonu NoB



Łączony rękaw z częścią na dłoń AG, piaskowy




Elipsa w zgięciu łokcia



Elipsa w łokciu

Tabela rozmiarów

Rodzaje produktów (wszystkie rodzaje produktów są dostępne w rozmiarze standardowym i extraszerokim)

	AG rękaw z częścią na dłoń		AG rękaw z częścią na dłoń ze ściągaczem silikonowym		AG rękaw z częścią na dłoń z nakładką na ramię oraz z paskiem	
						
Długość standardowa	Standardowy	CCL 1 Art.No.: 2Y10x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z10x01-8	Standardowy	CCL 1 Art.No.: 2Y11x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z11x01-8	Standardowy	CCL 1 Art.No.: 2Y15x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z15x01-8
	Extra-szeroki	CCL 1 Art.No.: 2Y10x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z10x11-8	Extra-szeroki	CCL 1 Art.No.: 2Y11x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z11x11-8	Extra-szeroki	CCL 1 Art.No.: 2Y15x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z15x11-8
Długość krótka*			Standardowy	CCL 1 Art. No.: 2Y41701-8 CCL 2 Art. No.: 2Z41701-8		
			Extra-szeroki	CCL 1 Art. No.: 2Y41711-8 CCL 2 Art. No.: 2Z41711-8		
	CG		CG ze ściągaczem silikonowym		CG z nakładką na ramię oraz z paskiem	
						
Długość standardowa	Standardowy	CCL 1 Art.No.: 2Y00x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z00x01-8	Standardowy	CCL 1 Art.No.: 2Y01x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z01x01-8	Standardowy	CCL 1 Art.No.: 2Y05x01-8 CCL 2 Art.No.: 2Z05x01-8
	Extra-szeroki	CCL 1 Art.No.: 2Y00x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z00x11-8	Extra-szeroki	CCL 1 Art.No.: 2Y01x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z01x11-8	Extra-szeroki	CCL 1 Art.No.: 2Y05x11-8 CCL 2 Art.No.: 2Z05x11-8
Długość krótka*			Standardowy	CCL 1 Art. No.: 2Y31701-8 CCL 2 Art. No.: 2Z31701-8		
			Extra-szeroki	CCL 1 Art. No.: 2Y31711-8 CCL 2 Art. No.: 2Z31711-8		

x = kolor: 7 dla koloru karmelowego lub 8 piaskowego

*Krótka tylko w karmelu

Rękaw	Rozmiar I		Rozmiar II		Rozmiar III		Rozmiar IV	
Obwód (cm)	Standardowy	Extraszeroki	Standardowy	Extraszeroki	Standardowy	Extraszeroki	Standardowy	Extraszeroki
cG	25,5 – 28,0	28,5 – 31,0	28,0 – 30,5	30,5 – 33,5	30,0 – 33,0	33,0 – 36,0	32,0 – 35,0	35,0 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	29,5 – 32,0	32,0 – 35,0
cE	23,0 – 25,0	24,0 – 26,0	24,5 – 26,5	26,5 – 29,0	26,0 – 28,5	28,5 – 31,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0
cD	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	23,0 – 25,0	25,0 – 27,5	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	25,0 – 27,5	28,0 – 30,5
cC 1 = 100% **	15,0 – 16,5		16,5 – 18,0		18,0 – 19,5		19,5 – 21,0	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16,0 – 17,5		17,5 – 19,0	
cA	15,0 – 18,0		16,0 – 19,0		17,0 – 20,0		19,0 – 22,0	
Rękaw	Rozmiar V		Rozmiar VI		Rozmiar VII		Rozmiar VIII*	
Obwód (cm)	Standardowy	Extraszeroki	Standardowy	Extraszeroki	Standardowy	Extraszeroki	Standardowy	Extraszeroki
cG	33,5 – 36,5	37,0 – 40,5	36,0 – 39,5	39,5 – 43,0	38,0 – 41,5	41,5 – 45,5	40,5 – 44,5	45,0 – 49,5
cF	31,0 – 34,0	34,0 – 37,0	33,0 – 36,0	36,0 – 39,5	35,0 – 38,5	38,5 – 42,0	37,5 – 41,0	41,5 – 45,5
cE	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	35,0 – 38,5	38,5 – 42,0
cD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,0	28,5 – 31,0	31,0 – 34,0	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	33,0 – 36,0	36,0 – 39,5
cC 1 = 100% **	21,0 – 23,0		23,0 – 25,0		25,0 – 27,5		27,5 – 30,0	
cC	19,0 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5		25,0 – 27,5	
cA	20,0 – 23,0		22,0 – 25,0		24,0 – 27,0		26,0 – 29,0	
Długość (cm)	Długość standardowa		Długość krótka		** Pomiar C C1ierzmy 5 cm powyżej C C			
	41 – 47		36 – 40		***Rozmiar VIII: minimalna ilość zamówienia 20 sztuk w danym kolorze i wariantcie; okres dostawy ok 4 tygodnie			

** Pomiar cC1 mierzymy 5 cm powyżej cC

*** Rozmiar VIII: minimalna ilość zamówienia 20 sztuk w danym kolorze i wariancie; okres dostawy ok 4 tygodnie

Tabela rozmiarów

Części na dłoń

Rodzaje produktów

AC1 część na dłoń
bez palców z podstawą kciuka



Klasa 1 Nr Art.: 2Y20x02-7
Klasa 2 Nr Art.: 2Z20x02-7

AC1 rękawiczka
z uciskiem na palce



Klasa 1 Nr Art.: 2Y21x02-7
Klasa 2 Nr Art.: 2Z21x02-7



Obwód / Części na dłoń (cm)

Rozmiary	II	III	IV	V	VI	VII
c C1 = 100 % *	15,0 – 18,0	17,0 – 20,0	19,0 – 21,5	21,0 – 23,5	23,0 – 26,0	25,5 – 30,0
c C	13,5 – 15,5	15,0 – 18,0	17,0 – 20,0	19,0 – 21,0	20,0 – 23,5	22,5 – 27,5
c B	15,5 – 20,0	17,5 – 21,0	19,5 – 23,0	20,5 – 24,0	22,5 – 26,0	24,5 – 30,0
c A	15,0 – 19,0	17,0 – 20,0	19,0 – 22,0	20,0 – 23,0	22,0 – 25,0	24,0 – 29,0


Obwody Część na dłoń i rękawiczka (cm)

Rozmiary		II	III	IV	V	VI	VII
Kciuk	Nasada cX	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
	Czubek cZ	6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0
Palec wskazujący	Nasada cX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	Czubek cZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
Palec środkowy	Nasada cX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	Czubek cZ	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
Palec serdeczny	Nasada cX	6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	9,0
	Czubek cZ	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5
Palec mały	Nasada cX	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0	8,0
	Czubek cZ	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0

* Wymiar c C1 mierzy się 5 cm powyżej c C



Obwód c Z mierzy się u nasady paznokcia. Obwód c X mierzy się u nasady palca



mediwen harmony patrz tabela rozmiarów

* Długość CG jest mierzona po wewnętrznej stronie ręki od nadgarstka do dołu pachowego

Długość / Części na dłoń (cm), wszystkie rozmiary

AB	3,5 – 4,5
AC	10,0 – 12,0
AC1	15,0 – 16,0

Długość / Palce (cm)

Kciuk	3,5 – 4,5
Palec wskazujący	4,5 – 5,5
Palec środkowy	5,5 – 6,5
Palec serdeczny	4,5 – 5,5
Palec mały	3,5 – 4,5





Suspensorium – Whitaker pouch

Leczenie obrzęków moszny

- Dostępny w 3 rozmiarach
- Standardowa długość pasa : 100 cm
- Możliwość poszerzenia paska do 2 długości

Dopasowanie : Suspensorium dopasowane jest tylko do moszny ale może obejmować penisa w przypadkach paliatywnych.

Stosowanie produktu :

- Zaleca się dbanie o stan skóry podczas noszenia suspensorium
- W przypadku redukcji obrzęku zaleca się zastosowanie rozmiaru mniejszego
- Zaleca się regularną obserwację moszny




Suspensorium

Suspensorium

Obwód moszny	Rozmiar	Numer art.
33 – 40 cm	Mały	2990002
41 – 48 cm	Średni	2990003
49 – 56 cm	Duży	2990004

Obwód pasa	Standardowy pas 1025402	Przedłużenie pasa o 40 cm 1025404	Przedłużenie pasa o 80 cm 1025401
100 – 150 cm	●		
145 – 190 cm	●	●	
185 – 225 cm	●		●



Akcesoria i kosmetyki

Noszenie produktów firmy medi jest tak przyjemne jak to tylko możliwe, dzięki Naszym akcesoriom. Skorzystaj z Naszej szerokiej oferty pomocy do zakładania i ściągania produktów medi oraz kosmetyków do pielęgnacji skóry. Pamiętaj, że skóra narażona na choroby żyłne, wymaga szczególnej troski.

medi Urządzenia do zakładania i ściągania wyrobów uciskowych

medi Butler

Korzyści dla sprzedawcy:

- 6 rodzajów butlerów - idealne rozwiązanie dla każdego użytkownika
- Kompleksowe zaopatrzenie pacjenta
- Oszczędność czasu : proste zakładanie i ściąganie

Korzyści dla klienta :

- Łatwe i szybkie zakładanie wyrobu uciskowego
- Mniejszy wysiłek fizyczny
- Szeroka gama produktów spełniająca indywidualne oczekiwania



Szeroka gama butlerów z dopasowanym kątem zakładania wyrobów uciskowych

medi Export Butler z długimi uchwytami

Idealna pomoc przy nakładaniu pończoch uciskowych dla wszystkich osób, które chcą wygodnie nakładać pończochy bez pomocy innych. Długi uchwyt zapewnia optymalną stabilność podczas nakładania pończoch i rajstóp uciskowych. Długość uchwytu: 35 cm. Szerokość otworu: 10 cm.

Numer art. 6900041



medi Butler szpitalny

medi Butler Szpitalny to opatentowane urządzenie ułatwiające pacjentom i personelowi medycznemu zakładanie pończoch do profilaktyki przeciwzakrzepowej mediven thrombexin i pończoch opatrunkowych mediven struva.


Numer art. 6900062



medi Butler z regulowanym uchwytem

Urządzenie stosowane przy zakładaniu pończoch dla osób ze znacznym ograniczeniem ruchliwości. Długość uchwytu jest regulowana w zakresie od ok. 37 do 58 cm.


Numer art. 6900051



medi Buter Podwójny do rajstop

medi Buter- podwójny służy do zakładania rajstop uciskowych. Długość uchwytów: 48 cm. Średnica otworu: 10 cm.


Numer art. 6900055



medi Big (XXL) Butler

medi Big Butler ma większą średnicę stelaża. Produkt przeznaczony jest dla osób z większymi obwodami. Długość uchwytów: 44 cm. Średnica otworu: 15 cm.

Numer art. 6900102



medi Arm Butler

Dzięki medi arm butler, rękaw można założyć bez konieczności pomocy drugiej osoby.

Numer art. 6900057



medi 2in1 – pomoc do zakładania i ściągania wyrobów uciskowych

- do wszystkich długości
- do palców otwartych i zamkniętych
- łatwy w transporcie
- zajmuje mało miejsca

Numer art.	Opis
------------	------

6900013	medi 2in1
---------	-----------



medi 2in1

medi slide

- Śliski materiał ze specjalnym pokryciem dla łatwego zakładania wyrobu uciskowego
- Minimalizacja wysiłku fizycznego przy zakładaniu
- Dla wyrobów z otwartymi palcami
- Redukcja tarcia

Numer art.	Rozmiary
------------	----------

6903012	Mały < 41 cm (rozmiar buta)
---------	------------------------------

6903014	Duży > 41 cm (rozmiar buta)
---------	------------------------------



medi slide

Śliska półstópka

Jeden rozmiar pasujący na wszystkie stopy.

Numer art.	Opis
------------	------

6900022	Półstópka (opakowanie zbiorcze 40 sztuk)
---------	--




śliska półstópka

Gumowe rękawice

- Rozmiary: mały, średni i duży
- Pakowane po 12 par z każdego rozmiaru
- Materiał: 100 % latex

Numer art.	Opis
6901122	Gumowe rękawice rozmiar : S
6901123	Gumowe rękawice rozmiar : M
6901124	Gumowe rękawice rozmiar : L
6901125	Gumowe rękawice rozmiar : XL



Gumowe rękawice

Komfortowe dla osób wrażliwych jak i uczulonych na syntetyczny latex lub kauczuk

- Ułatwiają zakładanie produktów uciskowych zarówno na kończyny górną jak i dolną
- Zwiększają przyczepność pozwalając lepiej uchwycić produkt
- Komfortowe dla osób wrażliwych jak i uczulonych na syntetyczny latex lub kauczuk
- Materiał: 55% polyester, 45% nitrile

Numer art. pojedyncze opakowanie	Numer art. opakowanie zbiorcze	Opis
6911102	6911112	Rozmiar S
6911103	6911112	Rozmiar M
6911104	6911114	Rozmiar L



medi rękawice tekstylne



medi

pielęgnacja skóry

Produkty do pielęgnacji skóry : medi day, medi night, medi fresh i medi soft.

Korzyści dla sprzedawcy

- Zwiększ sprzedaż proponując klientom kompleksową pielęgnację skóry
 - Kosmetyki medi można stosować przy noszeniu wyrobów uciskowych
 - Pielęgnacja skóry i prawidłowe jej nawilżenie jest niezbędne podczas noszenia wyrobów uciskowych
-

Informacja dla alergików

Kosmetyki medi są produkowane z wysokiej jakości składników, nie zawierają parabenów, lanoliny i latexu.

Kosmetyki firmy medi nie posiadają oznaczenia daty ważności na opakowaniu. Po otwarciu produktu należy go użyć w przeciągu 6, 9 lub 12 miesięcy w zależności od oznaczenia znajdującego się na wieczku produktu od wewnętrznej strony. Oznaczenia te są takie same jak w przypadku innych standardowych kosmetyków.

medi day medi night

Rozwijającej się chorobie żyłnej towarzyszą znaczne zmiany skórne. Nadmierna utarta wody z powierzchni skóry prowadzi do wysuszenia cienkiej już skóry i czyni ją podatną na urazy. Dla poprawy wyników terapii uciskowej firma medi opracowała gamę kosmetyków do pielęgnacji nóg.

medi day – żel na dzień

Zalety

- Chłodzący i ochronny żel doskonale odpowiadający potrzebom delikatnej skóry.
- Redukuje napięcie i wrażliwość uciskanej skóry.
- Przyspiesza proces regeneracji skóry oraz ją odżywia.
- Do stosowania na dzień. Przed ubraniem pończochy, nałożyć żel na wrażliwe miejsca delikatnie masując, pozostawić do wchłonięcia.
- Skład: mentol, kasztanowiec, leszczyna
- Opakowanie : 50 ml/ 150 ml

Numer art.	Pojemność
P400025	medi day 50 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
P400026	medi day 150 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
P400027	medi day 500 ml (1 sztuka)



Żel na dzień - medi day

medi night – krem na noc

Zalety

- Specjalnie skomponowany krem, który całkowicie odpowiada wymaganiom zmęczonej skóry.
- Podczas nocnej rekonwalescencji krem wspomaga regenerację skóry oraz tworzy warstwę ochronną.
- Do stosowania na noc. Po zdjęciu pończoch, nałożyć krem na wrażliwe miejsca delikatnie masując, pozostawić do wchłonięcia.
- Skład: olejek jojoba, kasztanowiec, leszczyna, witaminy przywracające naturalną równowagę skóry.
- Opakowanie : 50 ml/ 150 ml

Numer art.	Pojemność
P500025	medi night 50 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
P500026	medi night 150 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)



Krem na noc - medi night

medi fresh – chłodzący spray

Zalety

- Chłodzący i odświeżający spray
- Stosować kilka razy na dzień
- Należy stosować bezpośrednio na produkt uciskowy
- Spray zawiera mentol

Butelka : 100 ml

Numer art.	Pojemność
------------	-----------

P900026	medi fresh 100 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
---------	---



Chłodzący spray - medi fresh

medi soft cream foam – kremowa pianka medi


Zalety

- Dostarcza skórze potrzebne jej nawilżenie, które jest szczególnie ważne w terapii żylna - limfatycznej
- Szybko się wchłania
- Pończochę można założyć zaraz po zastosowaniu pianki

Opakowanie : 125 ml

Numer art.	Pojemność
------------	-----------

P800026	medi soft 125 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
---------	--



Kremowa pianka nawilżająca - medi soft
cream foam

Beim mmp-Bild 'medi-Soft-Foam-125ml-24974.tif' ist unten dran der Schatten mit im Freistell-Kanal.
=> Bitte von medi Grafik aktualisieren lassen und Bescheid geben, wenn das erledigt ist.

medi pielęgnacja tkaniny

Łagodna opieka podczas prania twoich wyrobów uciskowych.

medi clean

medi clean – specjalna formuła płynu do prania ręcznego

Produkt w postaci płynu do prania ręcznego, który można stosować do prania medycznych pończoch uciskowych.

medi clean – jest idealny w codziennej pielęgnacji wyrobów kompresyjnych! 1 cl płynu (około 1 łyżki stołowej) należy dodać do 2 litrów ciepłej wody. Przed suszeniem, pończochy należy wypłukać w czystej wodzie.

Numer art.	Pojemność
------------	-----------

P920026	medi celan 200 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
---------	---



Płyn do prania - medi clean

medi spot ex –płyn czyszczący

Płyn służy do usuwania śladów po butach na piętach i palcach wyrobu kompresyjnego.

Produkt należy stosować przed praniem wyrobu kompresyjnego. Nanieść niewielką ilość płynu na zabrudzone miejsce i pozostawić na około 5 minut. Następnie wypłukać produkt pod bieżącą wodą.

Numer art.	Pojemność
------------	-----------

P930025	medi spot ex 15 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
---------	--



Sztyft do punktowego usuwania plam - medi spot ex

medi fix

Emulsja zwiększająca przyczepność odzieży kompresyjnej. Aby odzież kompresyjna trzymała się jeszcze lepiej na kończynach, można nałożyć emulsję zwiększającą przyczepność na dzianinę lub pod krawędź trykotu. Po nałożeniu niewielkiej ilości, produkt medi fix powoduje, że pończocha pozostanie przez cały dzień na właściwym miejscu.

Numer art.	Pojemność
------------	-----------

1023025	medi fix 50 ml (opakowanie zbiorcze 6 sztuk)
---------	--



medi fix







circaid®

Dopasowująca się odzież uciskowa przeznaczona do leczenia chorób układu limfatycznego.

produkty circaid umożliwiają zaangażowanie pacjenta w proces leczenia chorób układu limfatycznego i poprawiają przestrzeganie zasad terapii uciskowej.

Cechy produktów circaid:

- Bardziej opłacalny wydatek w porównaniu z bandażami
- Szybsze zakładanie w porównaniu z bandażami
- Bezpieczniejsze i prostsze leczenie w porównaniu z bandażami: nigdy więcej zsuwających się bandaży i skomplikowanych technik ich zakładania
- Lepsze rezultaty dla pacjentów: większe zaangażowanie pacjenta i możliwość samodzielnego zakładania produktu

Zaangażuj swoich pacjentów już dziś!

A woman with long blonde hair, wearing a pink sleeveless top and white shorts, stands on a sandy beach with her arms outstretched. She has a white medical cast on her right arm. The background shows the ocean and a clear sky.

Terapia uciskowa zalecana przez specjalistów

medi oferuje najbardziej kompleksową linię odzieży kompresyjnej dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Szeroka gama produktów circaid to opłacalna alternatywa dla bandaży o krótkim naciągu i wielowarstwowych systemów kompresji. Produkty circaid juxtafit gwarantują stały poziom kompresji. Charakteryzują się szybkim i łatwym systemem zakładania i zdejmowania. Możliwość natychmiastowego modyfikowania systemu taśm w circaid juxtafit, pozwala na szybkie i stałe dopasowanie kompresji do kończyny będącej w fazie redukcji obrzęku. Nie jest to możliwe w przypadku bandaży, ponieważ wiąże się to z całkowitym usunięciem wszystkich warstw. circaid pozwala pacjentowi na samokontrolę, zwiększa jego świadomość konieczności leczenia oraz poprawia jego jakość życia.

Cechy circaid®

Przegląd właściwości produktów circaid®.



Built-In-Pressure® system

Dobór i kontrola prawidłowego leczniczego poziomu ucisku.




System taśm ułożonych jedna za drugą

Zapewniający perfekcyjne dopasowanie, ponieważ każdą z taśm można indywidualnie dopasować podczas noszenia produktu na nodze.



Variety

Produkt dostępny w szerokiej gamie modeli i rozmiarów.



Easy handling

Łatwe zakładanie i zdejmowanie produktu.



Inelastic

Nieelastyczna skóra żyrafy – podstawa technologiczna produktów circaid.



Bardzo dobra tolerancja skóry i przydatność do codziennego noszenia

• Bez zawartości bawełny i latexu.



Inspiracja z natury

Ciśnienie żyłne w kostce u żyraf wynosi ponad 250 mmHg. Jest to trzy razy więcej niż u człowieka. Jednak, żyrafy nie cierpią z powodu obrzęku limfatycznego lub zaburzeń żylnych. Rozwiązanie znajduje się w skórze: skóra żyrafy jest nieelastyczna, co oznacza, że się nie rozciąga. Dlatego też, żyrafy nie są podatne na obrzęki limfatyczne lub choroby żyłne, nawet jeśli muszą być na nogach przez 24 godziny na dobę. circaid włączył tę koncepcję do swoich produktów, tworząc rozwiązania zwiększające mobilność pacjenta i poprawiające jego jakość życia. Żona wynalazcy circaid cierpiąca na obrzęk limfatyczny przez wiele lat a jej leczenie nie było skuteczne. Gdy jej mąż- inżynier i wynalazca – zobaczył ból i cierpienie żony, to zrozumiał, że musi znaleźć rozwiązanie. W konsekwencji powstała pierwsza opatentowana nogawica circaid (skrót od pomoc w krążeniu) zainspirowana skórą żyraf. Zastosowanie nogawicy, postawiło żonę wynalazcy na nogi w dosłownym tego słowa znaczeniu i mogła ona prowadzić normalne i aktywne życie. Ten pomysł i technologia przerodziły się w powstanie serii produktów circaid.

circaid® Built-In-Pressure® system (BPS)– technologia opatentowana*

circaid® odzież uciskowa jest zaprojektowana w taki sposób, aby każdy mógł dokonać precyzyjnego doboru ucisku stopniując go od kostki do uda i od nadgarstka do ramienia.

Przyjazny dla użytkownika wbudowany system pomiaru ucisku (BPS), umożliwia pacjentom dobór właściwego zakresu kompresji wymaganego w skutecznym leczeniu obrzęku limfatycznego.

Za pomocą karty do wyznaczania ucisku (BPS), pacjenci są w stanie sami dobrać przepisany poziom ucisku podczas noszenia odzieży oraz w sytuacji konieczności ponownego dopasowania odzieży w ciągu całego dnia. Zatem, odpowiedni zakres kompresji jest zapewniony podczas całego okresu użytkowania. Jednocześnie, weryfikacja prawidłowego ucisku jest prosta do sprawdzenia.

* opatentowany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej



circaid® juxtafit® premium odzież na kończynę dolną

Wysokiej jakości odzież uciskowa z zastosowaniem na
podudzie i udo.

Wskazania

- Obrzęk limfatyczny w stadiach 1, 2 i 3

Właściwości produktu :

- Wysokiej jakości mocowania w postaci taśm dla zachowania dłuższej żywotności produktu
- Gwarancja ucisku
- System BPS pozwalający na dobór i kontrolę prawidłowego zakresu ucisku
- Możliwość indywidualnego dopasowania rzepów podczas noszenia produktu na kończynie
- Tkanina przeciwdziała powstawaniu brzydkich zapachów oraz ma właściwości przeciwbakteryjne
- Przyjazny dla skóry – bez zawartości latexu
- Ciągła kompresja do 24 h na dobę (jeśli zalecono)

Korzyści dla pacjenta :

- Możliwość samodzielnego dopasowania produktu
- Łatwe zakładanie i ściąganie produktu
- Szybkie zdejmowanie produktu w przypadku kąpieli oraz pielęgnacji skóry
- Naturalna swoboda ruchu

Korzyści dla zlecających produkt

- Oszczędność czasu podczas zakładania w porównaniu z bandażami
- Bardziej opłacalne rozwiązanie w porównaniu z bandażami (możliwość wielokrotnego użytku, szybkość zakładania)
- Szybka nauka stosowania produktu


Warianty

- Łydka : produkt dostępny w 8 rozmiarach (S – XXL, M / L / XL ekstra szeroki) i 2 długościach (krótka, długa)
- Produkt dostępny w wersji na miarę na odcinkach : podudzie, kolano, udo i cała kończyna dolna

Regulowana kompresja

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg
40 - 50 mmHg

Właściwości produktu:



Built-In-Pressure



Variety



Juxtaposed band



Easy handling



Inelastic

Kolory

S = Standard

M = Na miarę

Piaskowy
S+M

circaid® juxtafit® premium odzież na kończynę dolną

Wysokiej jakości kompresja adaptacyjna odzież uciskowa
z zastosowaniem na podudzie i udo.

Twoje zamówienie obejmuje

- 1 sztukę nieelastycznej odzieży
- 1 parę ochraniacza circaid na podudzie
- 1 sztukę circaid osłona na podudzie
- 1 sztukę circaid część na stopę zwiększająca ucisk (pac band)
- 1 parę circaid krótka skarpetka uciskowa
- 1 sztukę karty pomiarowej BPS



circaid juxtafit premium podudzie





circaid juxtafit premium podudzie




circaid juxtafit premium podudzie –
mocowanie taśm zakończonych rzepami

circaid® juxtafit® premium

Modele - standardowe	BD	BD
		
Rozmiar/Numer art.	Krótki	Długi
S	JU35702	JU35002
M	JU35703	JU35003
L	JU35704	JU35004
XL	JU35705	JU35005
XXL	JU35706	JU35006
M ekstra szeroki	JU35713	JU35013
L ekstra szeroki	JU35714	JU35014
XL ekstra szeroki	JU35715	JU35015


circaid® juxtafit® premium podudzie



Obwód w cm	S	M	M - X	L
cC	30 - 38	36 - 43	43 - 50	41 - 48
cB1	20 - 28	25 - 33	33 - 40	30 - 38
cB	15 - 23	20 - 28	20 - 28	25 - 33
	L - X	XL	XL - X	XXL
cC	48 - 56	41 - 51	51 - 61	53 - 64
cB1	38 - 46	33 - 41	41 - 51	43 - 53
cB	25 - 33	30 - 38	30 - 38	33 - 41

Rzeczywista długość produktu w cm	Krótki	Długi
ℓ B - D	28	36
Pomiar długości	Krótki	Długi
ℓ : długość od B do dołu podkolanowego	< 36	> 36

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure system (BPS).

Modele - Na miarę	BD	AD	BF	AF	BG	AG	DF	DG	EG
									
	podudzie	podudzie z poje- dynczą taśmą owijającą stopę (afw)	podudzie z kola- nem	podudzie z kola- nem z poje- dynczą taśmą owijającą stopę (afw)	cała kończyna dolna	AG cała kończyna dolna z poje- dynczą taśmą owija- jącą stopę (afw)	kolano	udo z ko- lanem	udo
Rozmiar/ Numer art.	na miarę JU25000	na miarę JU22000	na miarę JU26000	na miarę JU23000	na miarę JU27000	na miarę JU24000	na miarę JU28000	na miarę JU29000	na miarę JU2E000



circaid® juxtafit® essentials odzież na kończynę dolną

Odzież uciskowa na podudzie oraz udo.

Wskazania

- Obrzęk limfatyczny w stadiach 1, 2 i 3

Właściwości produktu :

- Gwarancja ucisku
- System BPS pozwalający na dobór i kontrolę prawidłowego zakresu ucisku
- Możliwość indywidualnego dopasowania rzepów podczas noszenia produktu na kończynie
- Tkanka przeciwdziała powstawaniu brzydkich zapachów oraz ma właściwości przeciwbakteryjne
- Przyjazny dla skóry- bez zawartości latexu
- Ciągła kompresja do 24 h na dobę (jeśli zalecono)

Korzyści dla pacjenta :

- Możliwość samodzielnego dopasowania produktu
- Łatwe zakładanie i ściąganie produktu
- Szybkie zdejmowanie produktu w przypadku kąpieli oraz pielęgnacji skóry
- Wspieranie naturalnej swobody ruchu

Korzyści dla zlecających produkt

- Oszczędność czasu podczas zakładania w porównaniu z bandażami
- Bardziej opłacalne rozwiązanie w porównaniu z bandażami (możliwość wielokrotnego użytku, szybkość zakładania)
- Szybka nauka stosowania produktu


Warianty

- Udo z kolanem : produkt dostępny w 6 rozmiarach (XXS – XL) i 3 długościach (x-krótka, krótka, długa)
- Podudzie : produkt dostępny w 8 rozmiarach (S – XXL, M / L / XL ekstra szeroki) i 2 długościach (krótka, długa)

Regulowana kompresja

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg
40 - 50 mmHg

Właściwości produktu:



Built-In-Pressure



Variety



Juxtaposed band



Easy handling



Inelastic

Kolory

S = Standard

Piaskowy
S

circaid® juxtafit® essentials odzież na kończynę dolną

Odzież uciskowa na podudzie oraz udo.

Twoje zamówienie obejmuje

- 1 sztukę nieelastycznej odzieży
- 1 parę ochraniacza circaid na podudzie
- 1 sztukę circaid osłona na podudzie
- 1 sztukę circaid część na stopę zwiększająca ucisk (pac band)
- 1 parę circaid krótka skarpetka uciskowa
- 1 sztukę karty pomiarowej BPS

Twoje zamówienie na circaid juxtafit essentials udo z kolaniem obejmuje


- 1 sztukę nieelastycznej odzieży
- 1 parę ochraniacza circaid na całą kończynę dolną
- 1 sztukę circaid osłona na całą kończynę dolną
- 1 sztukę karty pomiarowej BPS



circaid juxtafit essentials podudzie
(z częścią na stopę zwiększającą kompresję)



circaid juxtafit essentials podudzie




circaid® juxtafit® essentials podudzie

Obwód w cm	S	M	M – X	L
c C	30 – 38	36 – 43	43 – 50	41 – 48
c B1	20 – 28	25 – 33	33 – 40	30 – 38
c B	15 – 23	20 – 28	20 – 28	25 – 33
	L – X	XL	XL – X	XXL
c C	48 – 56	41 – 51	51 – 61	53 – 64
c B1	38 – 46	33 – 41	41 – 51	43 – 53
c B	25 – 33	30 – 38	30 – 38	33 – 41

Rzeczywista długość produktu w cm	Krótki	Długi
L B – D	28	36
Pomiar długości	Krótki	Długi
L : długość od B do dołu podkolanowego	< 36	> 36

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure system (BPS).


circaid® juxtafit® essentials podudzie

Modele – standardowe	BD	BD
		
BD Rozmiar/Numer art.	Krótki	Długi
S	JU25702	JU25002
M	JU25703	JU25003
L	JU25704	JU25004
XL	JU25705	JU25005
XXL	JU25706	JU25006
M ekstra szeroki	JU25713	JU25013
L ekstra szeroki	JU25714	JU25014
XL ekstra szeroki	JU25715	JU25015

circaid® juxtafit® essentials udo z kolanem

Modele	DG	DG	DG
			
Rozmiar/ Numer art.	X-Krótki	Krótki	Długi
Lewo	XXS	JU2878X	JU2873X
	XS	JU28781	JU28731
	S	JU28782	JU28732
	M	JU28783	JU28733
	L	JU28784	JU28734
	XL	JU28785	JU28735
Prawo	XXS	JU2879X	JU2874X
	XS	JU28791	JU28741
	S	JU28792	JU28742
	M	JU28793	JU28743
	L	JU28794	JU28744
	XL	JU28795	JU28745

circaid® juxtafit® essentials udo z kolanem



Obwód w cm	XXS	XS	S	M	L	XL
cG	40 – 52	46 – 62	54 – 70	60 – 80	69 – 90	77 – 101
cE1*	32 – 42	37 – 48	42 – 55	50 – 65	58 – 76	66 – 87
cD	23 – 30	27 – 35	31 – 41	35 – 46	40 – 52	44 – 58

Rzeczywista długość produktu w cm	X-Krótki	Krótki	Długi
L D – pachwina	35	45	55
Pomiar długości	X-Krótki	Krótki	Długi
L E – pachwina	< 25	25 – 35	> 35

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure system (BPS).

*5 cm powyżej rzepki

circaid® warianty na stopę

Dodatkowa kompresja na stopę i kostkę.

circaid® część na stopę zwiększająca ucisk (pac band)

- circaid część na stopę zwiększająca ucisk w obszarach pomiędzy łukiem stopy a piętą.
- Stosowany w połączeniu z krótką skarpetką uciskową medi
- Możliwość przycięcia produktu i dopasowania do niemalże każdego kształtu stopy
- Lekki i oddychający materiał
- Dostępny w rozmiarze standard i dużym



Variety



Easy handling


Obwód w cm

	Standard	Duży
cB	19 – 27	25 – 50
cA1	19 – 36	22 – 41

Numer art.

Rozmiar

JU5P001	Standard
JU5P002	Duży



circaid® pojedyncza taśma owijająca stopę (afw)

- Zapewnia kompresję w obszarze stopy i kostki
- Odpowiedni do wszystkich kształtów i rozmiarów stopy
- Rozmiar standardowy
- Idealny do indywidualnego bandażowania stopy



Easy handling

Pomiar długości

Szerokość	7,6 cm
Duży	203 cm

Numer art.

JU5Q001



circaid® juxtafit® premium część na stopę, piętę i kostkę (interlocking afw)

- Zaopatrzenie dla kostki i stopy
- Taśma owijająca piętę dla dopasowania długości stopy
- Taśma na pięcie zapewnia kompresję w obszarze kostki i pięty
- Dostępna w 3 rozmiarach (S,M,L)



Variety




Easy handling

Pomiar długości w cm

	S	M	L
CA-Y	> 9	> 9	> 9
cB	< 36	< 36	< 41
cA1	19-24	24-29	29-34
CA	13-25	13-25	13-25

Numer art. Rozmiar

JU3I002	S
JU3I003	M
JU3I004	L




circaid® juxtafit® premium część na stopę i kostkę (afw)

- Zaopatrzenie dla kostki i stopy
- Błyskawiczna regulacja
- Dostępny w 3 rozmiarach (S,M,L) oraz w wersji na miarę



Variety




Easy handling

Pomiar długości w cm

	S	M	L
ℓA-Y	> 9	> 9	> 9
cB	< 36	< 36	< 41
cA1	19-24	24-29	29-34
ℓIA	> 16	> 16	> 16

Numer art.	Rozmiar
JU3W002	S
JU3W003	M
JU3W004	L
JU2W000	Produkt na miarę



circaid® krótka skarpetka uciskowa (compression anklet)

- Zaopatrzenie dla kostki i stopy
- Może być stosowana w kombinacji z innymi częściami na stopę
- Dostępna w rozmiarze standard i dużym



Variety




Easy handling

Obwód w cm

	Standard	Duży
cB	19-27	25-50
cA1	19-36	22-41

Numer art.	Rozmiar
JU51001	Standard
JU51002	Duży







circaid® juxtafit® essentials

kończyna górną

Kompresja adaptacyjna odzież uciskowa na kończynę górną.

Wskazania

- Obrzęk limfatyczny w stadiach 1, 2 i 3

Właściwości produktu :

- Gwarancja ucisku
- System BPS pozwalający na dobór i kontrolę prawidłowego zakresu ucisku
- Możliwość indywidualnego dopasowania rzepów podczas noszenia produktu na kończynie
- Tkanka przeciwdziała powstawaniu brzydkich zapachów oraz ma właściwości przeciwbakteryjne
- Przyjazny dla skóry – bez zawartości latexu
- Ciągła kompresja do 24 h na dobę (jeśli zalecono)

Korzyści dla pacjenta :

- Możliwość samodzielnego dopasowania produktu
- Łatwe zakładanie i ściąganie produktu
- Szybkie zdejmowanie produktu w przypadku kąpieli oraz pielęgnacji skóry
- Wspieranie naturalnej swobody ruchu

Korzyści dla zlecających produkt

- Oszczędność czasu podczas zakładania w porównaniu z bandażami
- Bardziej opłacalne rozwiązanie w porównaniu z bandażami (możliwość wielokrotnego użytku, szybkość zakładania)
- Szybka nauka stosowania produktu

Warianty

- 6 rozmiarów standardowych (rozmiary 1–6) i 3 długości (x-krótka, krótka, długa)
- Produkt dostępny w wersji na miarę

Regulowana kompresja

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg
40 - 50 mmHg

Właściwości produktu



Built-In-Pressure



Variety



Juxtaposed band



Easy handling



Inelastic

Kolory

S = Standard
M = Na miarę


Piaskowy
S+M

circaid® juxtafit® essentials kończyna górna


Kompresja adaptacyjna odzież uciskowa na kończynę górną.

Twoje zamówienie obejmuje

- 1 sztukę nieelastycznej odzieży uciskowej
- 1 sztukę circaid osłona na kończynę górną
- 1 sztukę karty pomiarowej BPS



circaid juxtafit essentials rękaw





circaid juxtafit essentials rękaw
z circaid juxtafit essentials część na dłoń




circaid juxtafit essentials część na dłoń

circaid® juxtafit® essentials kończyna górna

Modele		CG	CG	CG
				
Rozmiar/ Numer art.		X-Krótki	Krótki	Długi
Lewa	1	JU2A781	JU2A731	JU2A031
	2	JU2A782	JU2A732	JU2A032
	3	JU2A783	JU2A733	JU2A033
	4	JU2A784	JU2A734	JU2A034
	5	JU2A785	JU2A735	JU2A035
	6	JU2A786	JU2A736	JU2A036
Prawa	1	JU2A791	JU2A741	JU2A041
	2	JU2A792	JU2A742	JU2A042
	3	JU2A793	JU2A743	JU2A043
	4	JU2A794	JU2A744	JU2A044
	5	JU2A795	JU2A745	JU2A045
	6	JU2A796	JU2A746	JU2A046

circaid® juxtafit® essentials kończyna górna



Obwód w cm						
	1	2	3	4	5	6
cG	28 – 32	30 – 34	32 – 37	35 – 40	38 – 44	42 – 48
cF	26 – 30	28 – 32	30 – 35	33 – 38	36 – 41	39 – 45
cE	25 – 28	27 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 36	36 – 40
cD	23 – 26	25 – 28	27 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 37
cC	15 – 17	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 28

Rzeczywista długość produktu w cm	X-Krótki	Krótki	Długi
ℓ C – G	38	43	48
Pomiar długości	X-Krótki	Krótki	Długi
ℓ C – E	< 22	22 – 25	> 25


Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure system (BPS)

circaid® juxtafit® essentials warianty na rękę

Dodatkowa kompresja na rękę


circaid® juxtafit® essentials część na dłoń (hand wrap)

- Uciska rękę od nadgarstka do podstawy palców
- Regulacja dodatkowego ucisku na grzbiecie ręki
- Prosta obsługa, produkt idealny do zakładania przez samego pacjenta
- Opłacalne rozwiązanie dla pacjentów z obrzękiem
- Produkt dostępny w 5 rozmiarach (XS – XL). Wersja na prawą i lewą rękę
- Wyłącznie rozmiary standardowe



Modele

AC




Rozmiar /
Numer art.

część na dłoń

Lewa	XS	JU2B031
	S	JU2B032
	M	JU2B033
	L	JU2B034
	XL	JU2B035
Prawa	XS	JU2B041
	S	JU2B042
	M	JU2B043
	L	JU2B044
	XL	JU2B045

Obwód w cm					
	XS	S	M	L	XL
cB Dłoń	14 – 17	17 – 20	20 – 23	23 – 26	26 – 29



circaid® juxtafit® essentials rękawiczka (glove)

- Uciska rękę łącznie z palcami
- Produkt dostępny tylko w wersji na miarę



Variety



Easy handling

Modele AC



rękawiczka

Rozmiar/
Numer art. Na miarę
JU2B000



circaid® juxtafit® essentials rękawiczka z otwartą dłońią

- Alternatywa dla circaid juxtafit essential rękawiczka
 - łatwiejsze zakładanie
 - zalecane dla dużych dłoni
- Produkt dostępny tylko w wersji na miarę

Modele AC AC



z otwartą dłońią



rękawiczka z otwartą dłońią i
grzbietowym pasem dociskowym

Rozmiar/
Numer art. Na miarę
JU2F000

Na miarę
JU2L100



circaid® juxtafit® essentials rękawiczka z nakładką na grzbiet (dorsum strap)

- Perfekcyjny dodatek do rękawiczki circaid juxtafit essentials
- Niezależnie regulowana, aby zapewnić dodatkową kompresję na grzbiecie ręki
- Produkt dostępny tylko w wersji na miarę



Variety



Easy handling

Modele AC AC



z nakładką na grzbiet



oddzielna nakładka na grzbiet

Rozmiar/
Numer art. Na miarę
JU2L000

Na miarę
JU2C000





circaid® akcesoria

circaid® ochraniacze

Na rękę, całą nogę i podudzie.

- Ochraniacze mogą być noszone bezpośrednio na skórę pod produkty circaid, dla zapewnienia lepszego komfortu użytkowania.
- Uwaga : ochraniacze nie posiadają właściwości kompresyjnych

Wersje na kończynę górną


- Ochraniacz na kończynę górną z standard i otworem na kciuk
- Srebrny ochraniacz na kończynę górną z otworem na kciuk

Rozmiar standardowy	Numer art.	Rodzaj
Rękaw AG z otwartym kciukiem	JULV009	Standard
	JUSV009	Srebrny


Wersje na kończynę dolną

- Ochraniacz circaid (bez palców)
 - na podudzie z
 - na całą kończynę dolną
 - srebrny na podudzie
 - srebrny na całą kończynę dolną
- Ochraniacz circaid (z palcami)
 - na podudzie z
 - na całą kończynę dolną
 - srebrny na podudzie
 - srebrny na całą kończynę dolną
 - na podudzie z bawełny frotte (extra grube dla maksymalnego komfortu)
 - na całą kończynę dolną z bawełny frotte (extra grube dla maksymalnego komfortu)

Rozmiar standardowy	Numer art.	Rodzaj	Rozmiar
Ochraniacze z palcami	JULT709	Standard	AD
	JUST709	Srebrny	AD
	JUCT709	Bawełniany	AD
	JULT009	Standard	AG
	JUST009	Srebrny	AG
	JUCT009	Bawełniany	AG
Ochraniacze bez palców	JULS709	Standard	BD
	JUSS709	Srebrny	BD
	JULS009	Standard	BG
	JUSS009	Srebrny	BG



Ochraniacz z palcami circaid na całą kończynę dolną z lycrą



Srebrny ochraniacz bez palców circaid na podudzie

circaid® cover up - osłona

Jedwabista osłona na odzież circaid

Do stosowania na odzież circaid (kończyna dolna i górna)

- Zapobiega zaciąganiu produktu o ubrania lub pościel
- Zapewnia odzieży estetyczny wygląd zewnętrzny
- Dostępny w kolorach : czarnym, beżowym i różowym (tylko dla rękawów)
- Uwaga : Nie posiada właściwości kompresyjnych

Kończyna górna


Rozmiar standardowy	Numer art.	Kolor	Rozmiar
CG	JU5U0B2	Beżowy	S
	JU5U0B4	Beżowy	L
	JU5U0P2	Różowy	S
	JU5U0P4	Różowy	L
	JU5U0A2	Czarny	S
	JU5U0A4	Czarny	L
	JU5U000		Produkt na miarę



Osłona circaid na kończynę górną z lycrą

Kończyna dolna

Rozmiar standardowy	Numer art.	Kolor	Rozmiar
BD	JU5C7B2	Beżowy	S
	JU5C7B4	Beżowy	L
	JU5C7A2	Beżowy	S
	JU5C7A4	Beżowy	L
	JU5C700		Produkt na miarę
BG	JU5C0B2	Beżowy	S
	JU5C0B4	Beżowy	L
	JU5C0A2	Czarny	S
	JU5C0A4	Czarny	L
	JU5C000		Produkt na miarę



Osłona na całą kończynę górną

circaid® juxtafit® premium dodatkowe zabezpieczenie

Dodatkowe wzmocnienie i pokrycie.

- Zapewnia dodatkowe wzmocnienie i pokrycie bruzd i nierówności, które mogą znajdować się na kończynie
- Zakrywa potencjalne luki które mogą pojawić się między taśmami

Numer art.	Rozmiar
JU2Q001	S
JU2Q002	L
JU2Q000	Na miarę



circaid juxtafit premium dodatkowe zabezpieczenie

circaid® antypoślizgowy materiał

Zapobiega zsuwaniu się odzieży.

- Pomaga odzieży w utrzymaniu się na właściwym miejscu na ciele
- Możliwość docinania w celu dopasowania do większości kończyn (rozmiar oryginalny 46 cm na 152 cm)
- Uwaga : Nie posiada właściwości kompresyjnych

Numer art.	Rozmiar cm
JU5R002	46 x 152



circaid antypoślizgowy materiał

circaid® graduate

circaid® graduate kończyna górna

I piankowy system kompresji kończyny górnej.

Wskazania

- Od łagodnej po ciężką postać obrzęku limfatycznego
- Dla pacjentów którzy nie mogą stosować medycznych rękawów uciskowych

Właściwości produktu

- Miękka piankowa odzież zapewniająca kompresję dla całej kończyny górnej łącznie z dłonią
- Produkt dostępny w kolorach :
 - Zewnętrzny : czarny, beżowy, czerwony, turkusowy
 - Wewnętrzny : beżowy, czerwony, turkusowy
- Produkt dostępny tylko w wersji na miarę

Rodzaj	Numer art.	Rozmiar
CG	JU7A000	Na miarę



circaid graduate kończyna górna

circaid® graduate podudzie

I piankowy system kompresji podudzia.

Wskazania

- Od łagodnej po ciężką postać obrzęku limfatycznego
- Dla pacjentów którzy nie mogą stosować medycznych pończoch uciskowych

Właściwości produktu

- Miękka piankowa odzież zapewniająca kompresję na całym podudziu łącznie ze stopą
- Produkt dostępny w kolorach :
 - Zewnętrzny: czarny, beżowy, czerwony, turkusowy
 - Wewnętrzny: beżowy, czerwony, turkusowy
- Produkt dostępny tylko w wersji na miarę

Rodzaj	Numer art.	Rozmiar
BD	JU82000	Na miarę



circaid graduate podudzie

circaid® graduate kończyna dolna

I piankowy system kompresji całej kończyny
dolnej.

Wskazania

- Od łagodnej po ciężką postać obrzęku limfatycznego
- Dla pacjentów którzy nie mogą stosować medycznych pończoch uciskowych

Właściwości produktu

- Miękka piankowa odzież zapewniająca kompresję na całej kończynie dolnej łącznie ze stopą
- Produkt dostępny w kolorach:
 - Zewnętrzny: czarny, beżowy, czerwony, turkusowy
 - Wewnętrzny: beżowy, czerwony, turkusowy
- Produkt dostępny tylko w wersji na miarę

Rodzaj	Numer art.	Rozmiar
AG	JU84000	Na miarę



circaid graduate kończyna dolna

Co wchodzi w skład zestawu ?

Rozmiary standardowe					
	1 sztuka nieelastycznej odzieży	1 para ochraniacza circaid na podudzie	1 para ochraniacza circaid na całą kończynę dolną	1 sztuka circaid osłona na podudzie	1 sztuka circaid osłona na całą kończynę dolną
circaid juxtafit premium podudzie	•	•		•	
circaid juxtafit essentials podudzie	•	•		•	
circaid juxtafit essentials udo z kolanem	•		•		•
circaid juxtafit essentials kończyna górna	•				

Na miarę (w przypadku każdego zamówienia należy podać wariant stopy) **					
circaid juxtafit premium podudzie*	•	•		•	
circaid juxtafit premium podudzie z kolanem *	•		•		•
circaid juxtafit premium kolano	•		•		•
circaid juxtafit premium udo	•	•	•		•
circaid juxtafit premium udo z kolanem	•	•	•		•
circaid juxtafit premium cała kończyna dolna *	•	•	•		•
circaid juxtafit essentials kończyna górna	•				
circaid graduate podudzie	•	•		•	
circaid graduate cała kończyna dolna	•		•		•
circaid graduate kończyna górna	•				


* Dostępne na zamówienie na podstawie pomiarów pacjenta

** W przypadku braku oznaczenia wariantu stopy dla wyrobów na miarę, produkt dostępny jest w zestawie z krótką skarpetką uciskową i częścią na stopę zwiększającą ucisk

1 sztuka circaid osłona na kończynę górną	1 sztuka circaid juxtafit premium dodatkowe zapięcie**	1 sztuka materiału antypoślizgowego	1 sztuka circaid część na stopę zwiększająca ucisk	1 para circaid krótka skarpetka uciskowa	1 sztuka karty pomiarowej BPS
			•	•	•
			•	•	•
					•
•					•
	•		• **	• **	•
	•		• **	• **	•
	•				•
	•	•			•
	•	•			•
	•	•	• **	• **	•
•	•				•
					•
					•
•					•

Ochroniacze

- Srebrny dla circaid juxtafit premium
- Standard dla circaid juxtafit essentials





Punkty pomiarowe i recepty

Na kolejnych stronach zestawiliśmy wszystkie istotne informacje niezbędne do zamówienia naszych produktów. „medi. I feel better”.

Objaśnienia

Prosimy nie Faxować tej Części Recepty

Podkolanówki A-D

obwody A, Y, B, B1, C, D, długość LD, długość stopy

Pończochy A-G

obwody A, Y, B, B1, C, D, E, F, G, długość LG, długość stopy

Rajstopy A-T

obwody A, Y, B, B1, C, D, E, F, G, H, T, długość LG, długość stopy

Rajstopy A-T/U Kalesony Męskie

pomiary jak w rajstopy A-T

Przeciwwskazania

Zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Flebologicznego (opublikowanymi w 1996 roku, Dziennik Niemiecki, „Flebologia”):

Przeciwwskazania bezwzględne

zaawansowana obwodowa choroba tętnicza, niewyrównana niewydolność serca, septyczne zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył i kończyn.

Przeciwwskazania względne


dermatozy, nietolerancja na materiał pończoch, zakłócenia czuciowe w kończynach, zaawansowana neuropatia LG, długość stopy

Klasy Ucisku	Wskazania
1 Lekki ucisk 18-21 mmHg, 2,4 – 2,8 kPa	Lekka żylakowatość bez znaczących predyspozycji do obrzęku, wczesna żylakowatość w trakcie ciąży.
2 Średni ucisk 23-32 mmHg, 3,1-4,3 kPa	Wyraźniejsze objawy, stwierdzona żylakowatość z tworzeniem się obrzęków, opuchnięcie pourazowe, po leczeniu mniejszych wrzodów, po zakrzepowym zapaleniu żył, do ustabilizowania rezultatów leczenia obliteracyjnego żylaków i wycięcia żylaków, cięższa żylakowatość w trakcie ciąży.
3 Silny ucisk 34-46 mmHg, 4,5 – 6,1 kPa	Późniejsze powikłania ogólnoustrojowej lub pozakrzepowej niewydolności żył, wyraźna predyspozycja do obrzęków, wtórna żylakowatość, twardzina skóry oraz po leczeniu ciężkich wrzodów, szczególnie wrzodów nawracających.
4 Bardzo silny ucisk ponad 49mmHg, ponad 6,5 kPa	Obrzęk wskutek niedrożności naczyń chłonnych oraz słoniowaczna.




Punkty pomiarowe dla płaskodzianych, pończoch i rajstop uciskowych

Pomiaru kończyny dolnej dla wyrobu uciskowego ze szwem, należy dokonać dopiero po osiągnięciu optymalnego efektu zmniejszenia obrzęków na kończynie dolnej. Dokonując pomiaru należy zaznaczyć punkty pomiarowe na ciele (np. za pomocą markera), tak aby pomiary obwodów i długości kończyny były w tym samym miejscu. W przypadku występowania obrzęków limfatycznych, niektóre miejsca powinny być lekko napięte w celu prawidłowego pomiaru obwodu. Siłę napięcia powinna określić osoba z doświadczeniem w technikach bandażowania. Siła napięcia zależy od charakterystyki obrzęku i tkanki, wrażliwości na ból, zwłóknienia, lokalizacji obrzęku oraz ruchliwości i siły pacjenta.




1. Obwód stopy

- Położyć rozluźnioną nogę na poziomej podpórcie.
- Podczas pomiaru stopa powinna być rozluźniona, a nie trzymana w pozycji 90°.



2. Obwód nogi


- Położyć nogę na podpórcie w rozluźnionej pozycji.
- Aby zmierzyć obwód cY, należy w maksymalnym stopniu zgiąć stopę w kierunku grzbietowym.
- Zmierzyć pozostałe obwody do cF, przy czym noga powinna pozostać w pozycji rozluźnionej.
- Aby zmierzyć obwód cE, należy lekko zgiąć kolano.
- Zaznaczyć punkty pomiaru.



3. Długość nogi


Należy dokonać pomiarów bliższej długości wzdłuż wewnętrznej strony nogi, przy czym pacjent powinien stać.

medi stosują metodę dokonywania pomiaru zgodnie z wytycznymi Federal Academy for Orthopaedic Technology w Dortmundzie.




4. Pomiar uda

- Zmierzyć obwód cG w najszerszym miejscu uda / poniżej krocza.
- Zmierzyć długość lG wzdłuż nogi, przy czym pacjent powinien stać.
- Zmierzyć lK_2 od podłoża do fałdu pośladkowego wzdłuż ciała, przy czym pacjent powinien stać = tylna długość nogi.
- Zmierzyć lK_1 od podłoża do spojenia łonowego wzdłuż ciała, przy czym pacjent powinien stać = dodatkowa długość nogi (różnica pomiędzy lK_1 i lK_2 = wysoki przód / niski tył).




5. Obwód i długość w pasie i w biodrach

- Zmierzyć obwód cK w najszerszym miejscu obu ud poniżej fałdu pośladkowego, przy czym pacjent powinien stać.
- Zmierzyć obwód cH w najszerszym miejscu bioder, przy czym pacjent powinien stać.
- Zmierzyć obwód cT w pasie lub w wybranym miejscu, przy czym pacjent powinien stać.
- Zmierzyć długość lH wzdłuż ciała do żądanej wysokości = zewnętrzna długość nogi.



6. Długości w pasie i w biodrach


- Zmierzyć przednią wysokość miednicy lK_1T wzdłuż ciała od krocza (spojenia łonowego) do pasa lub żądanej wysokości.
- Zmierzyć tylną wysokość miednicy lK_2T wzdłuż ciała od fałdu pośladkowego do pasa lub żądanej wysokości.



7. Długość stopy

Ukośne zakończenie otwartych palców


- a) Zmierzyć długości po wewnętrznej i zewnętrznej stronie obciążonej stopy.



8. Długość stopy

Ukośne zakończenie zamkniętych palców


- a) Zmierzyć długości po wewnętrznej i zewnętrznej stronie oraz długość całej obciążonej stopy.



9. Długość stopy

Proste zakończenie otwartych palców

- a) Zmierzyć długość po zewnętrznej stronie obciążonej stopy.



10. Długość stopy

Proste zakończenie zamkniętych palców

- a) Zmierzyć długość całej obciążonej stopy.
b) Na ogół wzór ten pozwala stworzyć 6 cm obszar palców.

☐ Wycena
☐ Zamówienie

Zamówienia · medi Polska · Tel/Fax: +48 32 202 87 56
e-mail: info@medi-polska.pl

medi

Imię i nazwisko klienta: _____
Nr klienta: _____ Adres do wysyłki: _____
Pacjent: _____
Termin: _____ Data zamówienia: _____

Pieczętka: _____

Podpis: _____

Obwody po stronie lewej		Obwody po stronie prawej		Długości	
Skóry	Na ucisku	Na ucisku	Skóry	lewa	prawa
cT				ℓK1 T	ℓK2 T
cH				ℓH	
cK				ℓK1	
cG			cG	ℓG	ℓK2
cF			cF	ℓF	
cE			cE	ℓE	ℓ Dół podkolanowy
cD			cD	ℓD	
cC			cC	ℓC	
cB1			cB1	ℓB1	
cB			cB	ℓB	
cY			cY		
cA			cA		

Model	Klasa ucisku	1	2	3	4	Kolory standardowe	Kolory sezonowe**	Ilość	Stopa	Zakończenie stopy
☐ mediven sensoo (CCL 2)	Część majtkowa	☐	☐	☐	☐	☐ Piaskowy	☐ Granatowy	☐ par	☐ Palce zamknięte	zakończenie ukośne
☐ mediven mondi (CCL 1, 2, 3)	Noga lewa	☐	☐	☐	☐	☐ Karmelowy	☐ Antracyt	_____	☐ Palce otwarte	długość stopy:
☐ mediven 550 (CCL 1, 2, 3, 4)	Noga prawa	☐	☐	☐	☐	☐ Czarny	☐ Aqua	☐ sztuk	☐ ulga Hallux (str. przyśrodkowa) (tylko mediven 550)	ℓZ _____ cm (całkowita)
						☐ Kaszmirowy	☐ medi Magenta		☐ lewa ☐ prawa	ℓAi _____ cm (wewnętrzna bez palców)
							☐ Zieleń mchu		☐ ulga Bunionette (str. boczna) (tylko mediven 550)	ℓA _____ cm (zewnętrzna bez palców)
							☐ Czerwień wiśniowa		☐ lewa ☐ prawa	☐ proste zakończenie
							☐ Miętowy- zielony		☐ Półskarpetka	
							☐ Korale			
							☐ Niebieski - Jeans			

Warianty	Zakończenie opcjonalne	Dodatki	Zakończenie talii	Klin krokowy
☐ Podkolanówka (AD)	Płaskie łagodne	☐ wydłużona stopa	☐ zakończenie standardowe	☐ Trykot
☐ Pończocha (AG)	☐ ukośne strome	☐ wzmacnienie w formie Y (90° kostka)	☐ tunel z gumką	☐ Siateczka
☐ Rajstopy (AT)	☐ proste	☐ forma elipsy	☐ szeroka guma	☐ Uciskowy
☐ Kalesony Męskie (ATH)		☐ funkcjonalna strefa zgięcia kolana (tylko mediven 550)	☐ zakończenie dzianinowe	
☐ Rajstopy ciążowe (ATU) (tylko mediven 550 i mediven mondi)		☐ wzmacnienie w „D” (konieczne IK1)	☐ ściągacz	
☐ Rajstopy na jedną nogę (ATE)		☐ wydłużona długość nogi (konieczne ℓK1 i ℓK2)	☐ silikonowy w talii	
☐ BT / B1T / CT / ET / FT		☐ _____ cm zakończenie porowate		

Pozostałe dodatki			
Pozycja	Ściągacz	Kropki antypoślizgowe	dostępny rozmiar
☐ wzdłuż zakończenia ukośnego	☐ 15 x 5 cm	☐ _____ cm	☐ 10 x 4,5 cm
☐ powyżej kolana	☐ 8 x 5 cm	☐ _____ cm	☐ 10 x 4,5 cm
☐ tylni na szwie	☐ 8 x 5 cm	☐ _____ cm	☐ 10 x 4,5 cm
☐ na stopie	☐ 5 x 5 cm	☐ _____ cm	☐ 6 x 4,5 cm

Srebro	☐ „Y” to C	☐ „Y” to D	☐ „Y” to G
(tylko mediven mondi)	☐ lewa	☐ prawa	
☐ poduszeczki masujące*	☐ podkładki*	☐ kieszeń*	☐ Levamed*
lewa ☐ wewnętrzny	☐ zewnętrzny	prawa ☐ wewnętrzny	☐ zewnętrzny

Zamocowanie	
☐ ściągacz silikonowy profilowany (5 cm)	Obwód:
☐ ściągacz silikonowy wąski 2,5 cm	lewa _____ cm
☐ ściągacz silikonowy z motywem (5 cm)	prawa _____ cm
☐ przewiązanie w talii	lewa ☐ prawa ☐ IT _____ cm

Elementy wzornicze*** (tylko mediven 550)
☐ Gwiazdki (Stars) ☐ Jodełka (Ribs) ☐ Piramidy (Pyramids)


Elementy Fashion** (tylko mediven 550)
Kolory ☐ Jagodowy ☐ Jasno różowy ☐ Szary ☐ Liliowy fiolet
Wzory ☐ Animal ☐ Crosses ☐ Ornaments ☐ Flower

Specjalne życzenia

* Proszę podać dokładne miejsce wszycia (długość / szerokość) i zaznaczyć obszar na obrazku


** Termin dostawy do 15 dni roboczych. *** Dla wszystkich kolorów tandardowych i sezonowych! (bez dopłaty)

Punkty pomiarowe dla płaskodziających półskarpetek




1. Obwód stopy

- Położyć nogę płasko na podpórce.
- Zmierzyć obwód.
- Zaznaczyć punkty pomiarowe.




2. Długość stopy

- Postępować jak w punkcie (1).
- Zmierzyć długości po wewnętrznej i zewnętrznej stronie stopy.
- Zmierzyć długość od punktu pomiarowego do punktu pomiarowego (patrz zmierzony obwód).



3. Obwód palca

- Postępować jak w punkcie (1).
- Zmierzyć obwód cX na wysokości nasady palca.
- Zmierzyć obwód cZ wokół paznokcia.



4. Długości palców

- Postępować jak w punkcie (1).
- Zmierzyć długość palca od nasady po czubek.

medi stosują metodę dokonywania pomiaru zgodnie z wytycznymi Federal Academy for Orthopaedic Technology w Dortmundzie.

Imię i nazwisko klienta: _____

Nr klienta: _____ Adres do wysyłki: _____

Pacjent: _____

Pieczętka: _____

Termin: _____ Data zamówienia: _____

Podpis: _____

Długości i obwody – stopa lewa

5 4 3 2 1
EXZ EXZ EXZ EXZ EXZ
cZ cZ cZ cZ cZ
cZ cZ cX cX cX
cX cX cX cX cX

Długość
zewnętrzna
AA1

Długość
wewnętrzna
AA1

cA1

Długości i obwody – stopa prawa

1 2 3 4 5
EXZ EXZ EXZ EXZ EXZ
cZ cZ cZ cZ cZ
cX cX cX cX cX
cZ cZ cZ cZ cZ
cX cX cX cX cX

Długość
wewnętrzna
AA1

Długość
zewnętrzna
AA1

cA1

Model	Klasa ucisku CCL	1	2	3	Kolory standardowe	Kolory sezonowe*		Ilość lewa stopa	Ilość prawa stopa
☐ mediven mondi (CCL 1, 2)	półskarpetka mediven mondi	☐	☐	☐	☐ Piaskowy ☐ Karmelowy ☐ Czarny ☐ Kaszmirowy	☐ Granatowy ☐ Antracyt ☐ Aqua ☐ Zieleń mchu	☐ medi Magenta ☐ Miętowy- zielony ☐ Korale ☐ Niebieski - Jeans ☐ Czerwień wiśniowa	sztuk _____	sztuk _____
☐ mediven 550 (CCL 1, 2, 3)	półskarpetka mediven 550	☐	☐	☐					

Pozostałe dodatki/ stopa lewa

- ☐ bez małego palca ☐ z małym palcem
☐ zamknięte palce ☐ otwarte palce
☐ oddzielnie półskarpetka ☐ wersja łączona ze szwem
☐ wersja łączona bez szwu

☐ poduszeczki masujące ☐ podkładki ☐ kieszeń
proszę podać dokładne miejsce wszycia (długość/szerokość)

Pozostałe dodatki/ stopa prawa

- ☐ bez małego palca ☐ z małym palcem
☐ zamknięte palce ☐ otwarte palce
☐ oddzielnie półskarpetka ☐ wersja łączona ze szwem
☐ wersja łączona bez szwu

☐ poduszeczki masujące ☐ podkładki ☐ kieszeń
proszę podać dokładne miejsce wszycia (długość/szerokość)

Ozdobne elementy** (tylko mediven 550)

☐ Gwiazdki (Stars) ☐ Jodełka (Ribs) ☐ Piramidy (Pyramids)


Elementy Kolory ☐ Jagodowy ☐ Jasno różowy ☐ Szary ☐ Liliowy fiolet
Fashion* Wzory ☐ Animal ☐ Crosses ☐ Ornaments ☐ Flower
(tylko mediven 550)

*Termin dostawy do 15 dni roboczych. **Dla wszystkich kolorów standardowych i sezonowych!

Specjalne życzenia


Pomiary dla płaskodziających rękawów uciskowych

Pomiaru kończyny górnej należy dokonać dopiero po osiągnięciu optymalnego efektu zmniejszenia obręzków na kończynie. Przy dokonywaniu pomiarów w punktach cC, cC1 i w łokciu nie należy zaciskać mocno taśmy. W pozostałych punktach pomiarowych, taśmę należy zacisnąć. Dokonując pomiaru należy zaznaczyć punkty pomiarowe na ciele (np. za pomocą markera), tak aby pomiary obwodów i długości kończyny były w tym samym miejscu.




1. Obwód palca

- Położyć swobodnie dłoń na równej powierzchni, grzbietem do góry.
- Zmierzyć obwód cX u nasady palca.
- Zmierzyć cZ na poziomie łożyska paznokcia.
- Zaznaczyć punkty do pomiaru długości.




2. Długość palca

- Położyć swobodnie dłoń na równej powierzchni, grzbietem do góry.
- Zmierzyć długość od nasady palca do zaznaczenia (patrz „Obwód palca”, Rys. 2).




3. Obwód dłoni

- Przycisnąć lekko dłoń na równej powierzchni, grzbietem do góry.
- Zmierzyć obwód.
- Zaznaczyć punkty pomiarowe na wewnętrznej stronie dłoni.




4. Długość dłoni

- Położyć swobodnie dłoń na równej powierzchni, grzbietem do dołu.
- Zmierzyć długość od punktu pomiarowego do punktu pomiarowego (patrz „Obwód dłoni”, Rys. 3).




5. Obwód ręki

- Położyć swobodnie dłoń i przedramię na równej powierzchni.
- Zmierzyć obwód w sposób przedstawiony na rysunku.
- Zaznaczyć punkty do pomiaru długości.



6. Długość ręki


- Położyć swobodnie dłoń i przedramię na równej powierzchni. Wyprostować rękę do maksimum.
- Zmierzyć długości od lC do lC1, lC do lD itd. aż do lG w linii rozciągającej się od brzozy między kciukiem a palcem wskazującym do przedniego fałdu pachowego, od punktu pomiarowego do punktu pomiarowego (patrz wymiary obwodu).



7. Obwód ramienia

Dokonać pomiaru barku od punktu G do H, przy czym H znajduje się w tym samym miejscu co ramiączko biustonosza.

Nie mierzyć poza ramiączkiem biustonosza.



8. Zamocowania

- Pasek naramienny
Zmierzyć długość ramienia metodą 1 lub 2 (pełny obwód).
- Naramiennik anatomiczny
Zmierzyć anatomiczne nakrycia barku od przedniego do tylnego fałdu pachowego.

☐ Wycena
☐ Zamówienie

Zamówienia · medi Polska · Tel/Fax: +48 32 202 87 56
e-mail: info@medi-polska.pl

medi

Imię i nazwisko klienta: _____

Nr klienta: _____ Adres do wysyłki: _____

Pacjent: _____

Termin: _____ Data zamówienia: _____

Pieczętka: _____

Podpis: _____

RĘKAWICZKA
Obwody c
Długości ℓ

5 4 3 2 1
ℓXZ ℓXZ ℓXZ ℓXZ ℓXZ
cZ cZ cZ cZ cZ
cX cX cX cX cZ
cX cX cX cX cX

Skóry Na ucisku

cA cB cC cC1 cD cE ℓAB ℓAC ℓAC1 ℓAD ℓAE

RĘKAW
Obwody c
Długości ℓ

Skóry Na ucisku

ℓGH H G1 pasek na ramie K ℓCG ℓCF ℓCE ℓCD ℓCC1 cC

Model	Klasa ucisku	1	2	3	Kolory standardowe	Kolory sezonowe*	Ilość	Opcje
☐ mediven mondi esprit ☐ mediven 550 Arm	Rękawiczka Rękaw	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ Piaskowy ☐ Karmelowy ☐ Czarny ☐ Kaszmirowy	☐ Granatowy ☐ Antracyt ☐ Aqua ☐ Zieleń mchu ☐ Czerwień wiśniowa ☐ medi Magenta ☐ Miętowy-zielony ☐ Korale ☐ Niebieski - Jeans	sztuk _____	☐ Lewa ☐ Prawa ☐ Palce otwarte ☐ Palce zamknięte

Warianty	Zakończenie standardowe	Zakończenie opcjonalne	Pozostałe dodatki	Kropki antypoślizgowe
Rękawiczka ☐ AC1	proste (porowate - 2 cm)	☐ ukośne łagodne ☐ ukośne strome	Pozycja ☐ wzdłuż zakończenia ukośnego ☐ na dłoni	Ściągacz Standardowy ☐ 5 x 5 cm ☐ 5 x 2,5 cm ☐ 6 x 4,5 cm ☐ 5 x 5 cm ☐ 10 x 5 cm ☐ 6 x 4,5 cm
☐ AD / AE	ukośne łagodne	☐ ukośne strome ☐ proste	☐ Poduszeczki masujące ☐ Podkładki ☐ Kieszeń	Dostępny rozmiar
Rękaw ☐ CD / CE / CF / CG	ukośne łagodne	☐ ukośne strome ☐ proste	Proszę podać dokładne miejsce wszycia (długość / szerokość)	
☐ AF / AG (1-częściowy)	ukośne łagodne	☐ ukośne strome ☐ proste	Elementy wzornicze** ☐ Live Laugh Love ☐ Timeless ☐ Sportive	

Zamocowanie

☐ Ściągacz silikonowy ☐ wąski 2,5 cm ☐ szeroki 5 cm
☐ Ściągacz silikonowy z motywem (5 cm)
☐ Ściągacz silikonowy profilowany (5 cm)
☐ Ściągacz silikonowy sensitive (5 cm)

Obwód _____ cm

☐ z pasem naramiennym K
szerokość pasa: ☐ 2,5 cm ☐ 5 cm
☐ z zamocowaniem do biustonosza
szerokość ramiączka biustonosza: _____ cm

☐ naramiennik standardowy
☐ naramiennik anatomiczny _____ cm

Większe odwinięcie w punkcie „E”

☐ Funkcjonalna strefa zgięcia łokcia (tylko mediven 550)
☐ 160° (Standard) ☐ 150° ☐ 135°


Specjalne życzenia

* Termin dostawy do 15 dni roboczych. **Dla wszystkich kolorów standardowych i sezonowych! (bez dopłaty)

Produkty uciskowe circaid® – W jaki sposób dokonać prawidłowego pomiaru ?


- Należy zmierzyć długość ramienia pacjenta w pozycji wyprostowanej, a obwody gdy kończyna jest jak największa
- Do momentu założenia końcowego produktu, należy podtrzymywać wymiary kończyny

Długość rękawa circaid juxtafit essentials (zgodnie z pomiarem pośrodkowym) określa się na podstawie długości mierzonej od nadgarstka do pachy. W górnej części odzieży występuje boczne podniesienie jako uzupełnienie zagięcia w łokciu o kącie 10°. Rękaw circaid juxtafit essentials oferowany jest z osłoną circaid (produkt oferowany w standardzie z osłoną w kolorze czarnym).



Pomiary długości

- **Pomiary l1 – l5**
Długość palców od środka załamania u podstawy do miejsca, w którym ma się kończyć rękawiczka
- **Pomiary l6**
Długość od podstawy palca wskazującego do podstawy kciuka
- **Pomiary l7**
Długość od podstawy palca wskazującego (tak samo jak l6) do podstawy dłoni
- **Pomiary l8**
Długość od fałdu między palcem serdecznym a małym palcem do podstawy dłoni
- **Pomiary l9**
Szerokość dłoni u podstawy skóry znajdującej się między palcem wskazującym a kciukiem
- **Pomiary l10**
Szerokość dłoni u podstawy małego palca



Pomiary obwodu

Pomiaru należy dokonywać bez ucisku

- **Pomiary 1 CZ – 5 CZ**
Obwód, w miejscu w którym ma się kończyć rękawiczka; zwykle staw międzypaliczkowy dalszy (DIP)
- **Pomiary 1 CX – 5 CX**
Obwód każdego palca przy stawie międzypaliczkowym bliższym (PIP) lub, jeśli podstawa palca jest większa niż PIP, należy skorzystać z większych wymiarów
- **Pomiary CA**
Obwód dłoni u podstawy małego palca
- **Pomiary CB**
Obwód dłoni u podstawy skóry znajdującej się między palcem wskazującym a kciukiem
- **Pomiary CC**
Obwód nadgarstka


NAZWA KLINETA: _____

Imię i nazwisko pacjenta: _____

Telefon kontaktowy: _____

Pieczątka: _____

circaid® juxtafit® essentials kończyna górna



Obwód w cm						
	1	2	3	4	5	6
cG	28 – 32	30 – 34	32 – 37	35 – 40	38 – 44	42 – 48
cF	26 – 30	28 – 32	30 – 35	33 – 38	36 – 41	39 – 45
cE	25 – 28	27 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 36	36 – 40
cD	23 – 26	25 – 28	27 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 37
cC	15 – 17	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 28

Rzeczywista długość produktu w cm	X-Krótki	Krótki	Długi
ℓ C – G	38	43	48
Pomiar długości	X-Krótki	Krótki	Długi
ℓ C – E	< 22	22 – 25	> 25

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure system (BPS)


Obwody

	Prawa	Lewa
cG		
cF		
cE		
cD		
cC		

Długości

	Prawa	Lewa
ℓ C – G		
ℓ C – E		

circaid® juxtafit® essentials część na dłoń




Obwód w cm					
	XS	S	M	L	XL
cB Dłoń	14 – 17	17 – 20	20 – 23	23 – 26	26 – 29

Obwody

	Prawa	Lewa
cB		

Nieelastyczne produkty uciskowe circaid® – W jaki sposób dokonać prawidłowego pomiaru ?


- Pomiar u pacjenta należy przeprowadzać, gdy jego kończyna jest jak największa
- W razie możliwości pomiar powinien odbywać się w pozycji stojącej
- Do momentu założenia końcowego produktu, należy podtrzymywać wymiary kończyny



Pomiary długości

Pomiary rozpoczyna się od kostki

- **Wymiar ℓ kostka – dół podkolanowy**
Przyśrodkowa długość od środka kostki do zagięcia kolana (pomiar ℓ kostka – zagięcia kolana to miejsce, gdzie odzież będzie się zwykle zaczynać i kończyć)
- **Pomiar ℓ kostka – E**
Boczna długość od środka kostki do środka rzepki
- **Pomiar ℓ kostka – pachwina**
Przyśrodkowa długość od środka kostki do pachwiny, w odpowiedniej odległości od obszaru łonowego, tak aby odzież nie sprawiała dyskomfortu (pomiar ℓ kostka – pachwina to miejsce, gdzie odzież będzie się zwykle zaczynać i kończyć)
- **Pomiar ℓ kostka – K**
Boczna długość od środka kostki do bruzdy pośladkowej
- **Pomiar ℓ kostka**
Boczna długość od podłogi do środka kostki
- **Pomiar ℓ A – Y**
Długość od podstawy dużego palca do miejsca, gdzie stopa łączy się z kostką
- **Pomiar ℓ A**
Długość od podstawy palców do tylnej części pięty
- **Pomiar ℓ P₂**
Długość od kostki do kostki, przejście pod piętą



Pomiary obwodu

- Pomiar należy przeprowadzać bez ucisku
- Pomiary należy przeprowadzać co 5 cm z punktu początkowego, jakim jest środek kostki

- **Punkt pomiaru C kostka**
Środek kostki
- **Punkt pomiaru CE**
Obwód przy rzepce
- **Punkt pomiaru CY**
Obwód wokół pięty w miejscu, gdzie stopa łączy się z kostką
- **Punkt pomiaru CA1**
Obwód podbicia
- **Punkt pomiaru CA**
Obwód u podstawy palców

- ☐ Wycena
☐ Zamówienie

ZLECENIE : kończyna dolna

medi


NAZWA KLIENTA: _____

Imię i nazwisko pacjenta: _____

Telefon kontaktowy: _____

Pieczętka: _____

circaid® juxtafit® essentials udo z kolanem



Obwód w cm	XXS	XS	S	M	L	XL
c G	40 – 52	46 – 62	54 – 70	60 – 80	69 – 90	77 – 101
c E1*	32 – 42	37 – 48	42 – 55	50 – 65	58 – 76	66 – 87
c D	23 – 30	27 – 35	31 – 41	35 – 46	40 – 52	44 – 58

Rzeczywista długość produktu w cm	X-Krótki	Krótki	Długi
ℓ D – pachwina	35	45	55
Pomiar długości	X-Krótki	Krótki	Długi
ℓ E – pachwina	< 25	25 – 35	> 35

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure system (BPS).

*5 cm powyżej rzepki

Obwody


	Prawa	Lewa
c G		
c E1		
c D		

Długości

	Prawa	Lewa
ℓ E		
ℓ D		

circaid® juxtafit® essentials podudzie

circaid® juxtafit® premium podudzie



Obwód w cm	S	M	M – X	L
c C	30 – 38	36 – 43	43 – 50	41 – 48
c B1	20 – 28	25 – 33	33 – 40	30 – 38
c B	15 – 23	20 – 28	20 – 28	25 – 33
	L – X	XL	XL – X	XXL
c C	48 – 56	41 – 51	51 – 61	53 – 64
c B1	38 – 46	33 – 41	41 – 51	43 – 53
c B	25 – 33	30 – 38	30 – 38	33 – 41

Rzeczywista długość produktu w cm	Krótki	Długi
ℓ B – D	28	36
Pomiar długości	Krótki	Długi
ℓ : długość od B do dołu podkolanowego	< 36	> 36

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure system (BPS).

Obwody

	Prawa	Lewa
c C		
c B1		
c B		

Długości

	Prawa	Lewa
ℓ od B do dołu podkolanowego		
ℓ B-D		


NAZWA KLIENTA: _____

Imię i nazwisko pacjenta: _____

Telefon kontaktowy: _____

Pieczętka: _____

circaid®
część na stopę zwiększająca ucisk (pac band)
krótka skarpetka uciskowa (compression anklet)




Obwód w cm		
	Standard	Duży
c B	19 – 27	25 – 50
c A1	19 – 36	22 – 41

Obwody

Prawa Lewa

c B		
c A1		

circaid® juxtafit® premium
część na stopę, piętę i kostkę (interlocking afw)



Pomiar długości w cm			
	S	M	L
l A – Y	> 9	> 9	> 9
c B	< 36	< 36	< 41
c A1	19 – 24	24 – 29	29 – 34
l lA	13 – 25	13 – 25	13 – 25

Obwody

Prawa Lewa


c B		
c A1		

Długości

Prawa Lewa

l A		
l A – Y		

circaid® juxtafit® premium
część na stopę i kostkę (afw)



Pomiar długości w cm			
	S	M	L
l A – Y	> 9	> 9	> 9
c B	< 36	< 36	< 41
c A1	19 – 24	24 – 29	29 – 34
l lA	> 16	> 16	> 16

Obwody

Prawa Lewa

c B		
c A1		

Długości

Prawa Lewa

l A		
l A – Y		

circaid® pojedyncza taśma
owijająca stopę

circaid pojedyncza taśma owijająca stopę	
Szerokość	7,6 cm
Długość	203 cm

Rozmiar uniwersalny

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]